

RO

Coș pentru calculi
Instrucțiuni de utilizare

HU

Kofogó kosárka
Használati utasítás

SL

Košarica za ledvične kamme
Navodila za uporabo

SK

Kamenný kôš
Návod na použitie

LT

Akmenų krepšelis
Naudojimo instrukcijos

LV

Akmeņu tvertnē
Lietošanas norādījumi

IFU Nr. 25-C

RO

Instrucțiuni de utilizare
Coș pentru calculi

IFU Nr. 25-C Steinfangkörbchen RO 06/20.06.2016

Retinete: Acest produs medical poate fi obținut și utilizat doar de personal medical pregătit.

1. Descriere

Cos din nitrol pentru calculi cu mânăr detașabil.

2. Conținut și ambalaj

Cos din nitrol cu mânăr detașabil: lungime 90 cm sau 120 cm; cos cu trei, patru sau sase fire, drepte sau eliptice; tip de cos: standard, fără vârf, filiform

- Ambalaj blister, instrucțiuni de utilizare

3. Destinație

Extragerea calculilor din ureter și pelvisul renal sau calicele renal sub ghidare vizuală ureteroscopice.

4. Indicații

Cosurile pentru calculi prinț și elimină calculii renali cu un endoscop rigid sau flexibil în timpul unei intervenții transureterale pentru următoarele indicații:

- Eliminarea calculilor distali
- Eliminarea calculilor afiați în partea superioră după luarea în considerare a altor metode (de exemplu, litotripsie cu unde de soc sau dezintegrația cu laser), sau dacă o atitudine de aşteptare nu duce la succes.

5. Contraindicații

Contraindicație rezultă din restricțiile pentru uretero-renoscopie.

6. Risicii adverse posibile

- Lezarea rinichului (sângerare)
- Lezarea ureterului în timpul procedurii (perforare, sângerare)
- Fibroză locală din cauza extravazării urinăi
- Formarea unei stricuri ureterale
- Reflux vezicourerale
- Infecția tractului urinar
- Durere

7. Instrucțiuni

Cosul pentru calculi este introdus în organul sănătății cu ajutorul uretero-renoscopului. Prin intermediul tubular, cosul este adus într-o direcție îndepărtată și se desface.

Operatorul manipulează calculul din calea urinării în cosul deschis. Mecanismul cu arc al mânărlor fixează apoi automat calculul în cos și întregul instrument este retras din corpul din care a fost extras calculul și instrumentul este reintrodus pentru a extrage alti calculi.


În cazul în care instrumentul este blocat în ureter, este posibil să eliberați mânărlul de cos și să retrageți endoscopul, deblocând astfel canalul de lucru. Apoi, endoscopul poate fi reintrodus și calculul dezintegrat cu laser sau mecanic.

7.1. Eliberația cosului

Prindeți cu penseta sau forțepsul steril în perfecția prevăzută și scoateți capacul din corpul mânărlor.




7.1.2. Apăsați fixarea gri și galbenă până la oprirea.

7.1.3. Retrageți cosul.
(în cazul în care cosul se blochează în mânărlu detașabil, acesta poate fi deblocat impingând înapoi cu impingătorul până la oprire).

7.2. Fixarea cosului în poziție

Nota: Pentru siguranță, reconectați cosul doar în afara corpului.

Atenție!

Asigurați-vă că gisorul și butonul sunt deschise până la oprire.
(consultați pasul 7.1.2)

7.2.1. Introduceți firul cosului până când se oprește.

Atenție!
Asigurați-vă că gisorul și butonul sunt deschise până la oprire.

7.2.2. Apăsați gisorul până când se oprește.




7.2.3. În starea apăsată, trageți gisorul până când se atașează și mențineți în poziție.



Atenție! Mențineți gisorul în această poziție!

7.2.4. În același timp, apăsați butonul gri.



8. Complicații și/sau riscuri posibile

- Calculii renali foarte mari pot fi prea mari pentru a fi eliberați cu ajutorul unui cos pentru calculi și se pot bloca în zona renală sau ureter.
- Pentru calculi foarte mari, este posibil să nu puteți elimina calculul din cos în unele cazuri.
- Înversarea cosului
- Ruperă cosul în timpul retragerii fortate când întâmpină rezistență
- În cazul în care cosul este puternic îndoit direct la conectorul tub-cos, avansul și retragerea cosului pot fi impiedicate sau imposibile. În acest caz, întregul cos pentru calculi trebuie împins sau retras către milimetru. Nu împingeți sau retrageți cosul în caz de rezistență puternică, altfel există risc de deteriorare a produsului.

9. Avertismente/Precăutări

- Acost produse este steril doar dacă ambalajul este nedeteriorat și nedeschis.
- De unică folosință! A nu se reutilizează, reprocesează sau resterilizează pot compromite integritatea structurală a instrumentului și/sau pot cauza deteriorarea instrumentului, care poate duce la imbolnăvirea, răuirea sau moartea pacientului.
- Nu utilizați produse după data de expirare a acestora.
- Nu stergeți produsul și componentele setului cu alcool/agenți dezinfecționați. Aceasta poate deteriora suprafața.
- Înainte de utilizare, toate componentele trebuie verificate pentru compatibilitate și integritate.
- Produsul este destinat pentru o durată de viață temporară ≤ 60 de minute.
- Nu rotiți cosul deschis în ureter. Înălțarea tubului împiedică funcționarea mecanică a cosului.
- Pentru a preveni blocarea cosului în timpul retragerii, este recomandat să extindeți ureterul înainte de endoscopie și să linierați calculul.
- Dimensiunea calculului trebuie determinată înainte de procedură utilizând ultrasunetele sau radiografia pentru a preveni blocarea în tractul urinar. Nu utilizați cosul pentru calculi în cazul în care calculul este prea mare.
- Împingeți înainte sau scoateți cosul pentru calculi cu atenție pentru a preveni deteriorarea membranelor mucosace sau a tractului urinar (perforare prin traumatism).
- Este necesară atenție deosebită la utilizarea simultană a litotripsiei cu laser deoarece cosul din nitrol poate fi deteriorat foarte ușor de laser. Laserul nu trebuie să acioneze niciodată direct asupra cosului.

10. Interacțiunea cu alte medicamente

Cosul pentru calculi sau componentele acestuia se pot decolora când aplicăți metode de examinare urinară care utilizează colorant.

11. Condiții de transport și depozitare

Produsele pot fi transportate și depozitate doar în ambalajul corespunzător. Nu există alte cerințe specifice pentru transport.

Produsele trebuie depozitate într-un loc uscat și protejat de lumina solară directă, într-un interval de temperatură de 5 - 30 grade Celsius.

12. Eliminare

După utilizare, acest produs poate prezenta un pericol biologic. Manipularea și eliminarea trebuie efectuate în conformitate cu procedurile medicale recunoscute și efectuate conform reglementărilor legale și în drapeluri aplicabile în țara respectivă.

Návod na použitie
Kamenný kôš

IFU Nr. 25-C Steinfangkörbchen SK 06/20.06.2016

SK

Poznámka: Tento zdravotnícky výrobok môžu získať a používať iba vyškolení zdravotníci pracovníci.

1. Popis

Nitrolónový kôš na kamene s odpojitejným držadlom: dĺžka 90 cm alebo 120 cm; kôš s tromi, štvorm alebo šesťmi drôtmi, a to rovnými alebo špirálovými; typ kôša: standard, bez hrotu, nitkovitý

- Blízovité balenie; návod na použitie

2. Účinné použitie

Kôš na kamene slúžia na zachytávanie alebo odstraňovanie obličkových kameňov pomocou pevného alebo ohýbateľného endoskopu počas transurálneho interventného zákroku pri nasledujúcim výkonom:

- Odstraňovanie diastálnych kameňov
- Odstraňovanie výšive položených kameňov po uväzení iných metod (napr. litotripsiou rázovými vlnami alebo rozbitie laserom) alebo v prípade, že vyčkávacie metóda neprináša úspech.

3. Kontraindikácie

Kontraindikácie využívajúc z obmedzení ureterorenoskopie.

4. Indikácie

Kôš na kamene slúžia na zachytávanie alebo odstraňovanie obličkových kameňov pomocou pevného alebo ohýbateľného endoskopu počas transurálneho interventného zákroku pri nasledujúcim výkonom:

- Odstraňovanie diastálnych kameňov
- Odstraňovanie výšive položených kameňov po uväzení iných metod (napr. litotripsiou rázovými vlnami alebo rozbitie laserom) alebo v prípade, že vyčkávacie metóda neprináša úspech.

5. Kontraindikácia

Kontraindikácie využívajúc z obmedzení ureterorenoskopie.

6. Možné vedľajšie účinky

- Pomerne dôležitý vývojový proces

- Pomerne dôležitý vývojový proces

- Lokačná fibroza následkom extravazácie moču

- Vznik striktúry uretra

- Vezikourerálny reflux

- Infekcia močových ciest

- Bolesť

7. Pokyny

Kôš na kamene sa pomocou ureterorenoskopu zavedenie do ciestového orgánu. Vyliahamu kryt hadicu a kôš uvoľníme až po instalácii držadla.


V prípade, že násťoruvia uviazne v uretri, je možné uvoľniť držadlo z kôša a vyliahamu endoskop, a tak odobrávate pracovnú kameň. Endoskop sa následne môže znova vložiť a kameň sa zasunúť.

Ha a kôš zasunie do kôša, násťoruvia uviazne v uretri, je možné uvoľniť držadlo z kôša a vyliahamu endoskop, a tak odobrávate pracovnú kameň. Endoskop sa následne môže znova vložiť a kameň sa zasunúť.

7.1. Uvoľnenie kôša

7.1.1. Uvoľnite ochranný kryt.

Uchopte ho sterilnou pinzetou alebo kliešťami a odstráňte kryt z tela držadla.




7.1.2. Zatlačte siívú a žltú fixačnú časť až po zarázku.



7.1.3. Vylihnite kôš.

(Ak sa kôš zasťučí v odpojitejnom držadle, je možné uvoľniť ho tak, že zatlačte tlačidlo späť až po zarázku.)



7.2.2. Zatlačte jazdec nadol až po zarázku.




7.2.3. V zatlačenom stave potiahnite jazdec, kým sa nezachytí a nezotrvá na svojom mieste.

Upozornenie!

Držte jazdec v tejto polohe!



7.2.4. Súčasne stlačte siívú tlačidlo.



8. Možné komplikácie alebo riziká

- Veľmi veľké obličkové kameň môžu byť príliš veľké na to, aby ich bolo možné odstrániť pomocou kôša na kamene a možno vymazat v oblasti obličiek alebo v uretri.
- Pri veľkých kameňoch sa za určitých okolností môže stať, že nebude možné vybrať kameň z kôša.
- Obrátenie kôša
- Zlomenie kôša pri násilnom vytáhovaní naprieč odporu
- Ak sa kôš silno ohne priamo v kontaktoch hadicu a kôša, môže byť uzavrieanie a vytáhovanie kôša obmedzené alebo nemôžu. V tom prípade je potrebné celý kôš na kamene zasunúť alebo vytiahať o niekoľko milimetrov. Nezasúvajte ani nevyrávajte kôš oproti veľkému odporu. V opačnom prípade existuje riziko poškodenia tohto výrobku.

9. Výstraha/bezpečnostné opatrenia

Tento výrobok je sterilný iba v prípade, ak je balenie nepoškodené a neotvorené.

- Určený len na lehotvorivú použitie! Nepoužívajte, nespracujte ani nesterilizujte opakovane. Opravovanie, opracovanie alebo sterilizácia môžu poškodiť štruktúrnu integritu násťoru a spôsobiť zlyhanie násťoru. Ktoré môžu mať na následok ochorenie, zranenie alebo smrť pacienta.

- Výrobky nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.