

DE
UROLIX Hydrophilic Guide Wires
GebrauchsweisungEN
UROLIX Hydrophilic Guide Wires
Instructions for useFR
Fils-guides hydrophiles UROLIX
Mode d'emploiES
Alambres guia hidrofilicos UROLIX
InstruccionesIT
Filii guida idrofili UROLIX
IstruzioniPT
UROLIX Fio-guias hidrofilicos
Instruções de utilizaçãoDA
UROLIX Hydrofile guidewires
Betjeningsvejledning

IFU Nr. 36-A

EN
Instructions for use
UROLIX Hydrophilic Guide WiresThis IFU can also be downloaded from our website: urotech.com
IFU Nr. 36-A Urolinx_EN_01/14.06.2019

Please note: This medical product may be obtained and used only by trained medical personnel. Non-intended use of the product can cause serious and irreversible damage.

1. Description
Guide wires are used for all instruments and catheters that are inserted in an endo-urological procedure.

2. Contents and packaging
Guide wire made of nitinol with hydrophilic coating

3. Intended use
A guide wire facilitates the placement of a catheter or instrument during diagnostic or therapeutic applications in the urinary tract.

4. Indications
Endourological applications: (Ureteroscopy, ureteral stenting, insertion of an Ureteral Access Sheath or Ureterorenoscope, etc.)

5. Contraindications
Contraindications arise from restrictions for an endo-urological procedure:

- Urinary Tract Infection
- Urosepsis
- Uncorrect bleeding diastasis
- Prolonged obstructions, chronic urinary obstruction, extrinsic obstructions

6. Patient population

The patient population or target patient group is derived from the indication determined by the responsible doctor who therapeutically treats the patient as part of an endo-urological procedure (the leading procedure per se) according to the intended use of the medical device. There are no known restrictions to the patient population or the target patient group.

Use of the product on minors:

The user can use the product on minors in the case that the physiological and anatomical conditions of the patient permit the use of the product.

Use of the product on women who are pregnant or breastfeeding:
The indication for the use of the product on women who are pregnant or breastfeeding must be narrowed down by the user based on the respective individual physiological and anatomical conditions of the patient.

7. Possible side effects

- Hematuria
- Infection (ascendant)
- Hemorrhages
- Bacteremia
- Dysuria
- Flank pain

Additional side effects arise from individual specific applications.

8. Instructions

Remove the guide wire with the dispenser tube from the packaging, then moisten the hydrophilic guide wire and remove it from the dispenser tube.

Internal ureteral stenting:

Ureteral stenting one-sided closed

- Push the ureteral stent with the open end onto the rigid end of the guide wire.
- Ureretal stent is attached to the guide wire by a clamp.
- Then insert via the working channel of the cystoscope and advance up to the renal pelvis.
- After placing the stent, the wire is removed.

Ureteral stent open on both sides

- Guide the guide wire, flexible tip first, up to the renal pelvis.
- Place the ureteral stent using the guide wire.
- Removal of the guide wire.

Insertion of Access Sheath_Ureterorenoscope etc.

- Get access to the Orifice in the bladder by using a cystoscope.
- Insert the Guide Wire through the cystoscope into the Ureter and the kidney, using X-ray for verification.
- Remove the cystoscope
- Insert the Access Sheath, Ureterorenoscope etc. over the Guide Wire into the upper urinary tract.

CE 0124

max. 30°C
min. 5°C

DE

Gebrauchsleitung
UROLIX Hydrophilic FührungsdrähteDiese Gebrauchsleitung kann auch von unserer Website heruntergeladen werden: urotech.com
IFU Nr. 36-A Urolinx_DE_01/14.06.2019

- 9. Mögliche Komplikationen und / oder Risiken**
- Verletzung von Urethra oder Ureter mit nachfolgender Struktur.
 - Verletzung der Blase
 - Der Führungsdräht kann durch eine Blockade nicht durch den Ureter in die Niere geschoben werden.
 - Verletzung der Niere durch unkontrolliertes Vorschlieben in das Nierenbecken.
 - Ureterospasmen
 - Harnwegsinfektion
 - Sepsis

10. Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen

- Nur steril, wenn Verpackung unbeschädigt oder ungeöffnet ist. Nur zum Einmalgebrauch!
- Halbarbeitsdauer beachten (siehe Etikett).
- Produkt und Setbestandteile nicht mit Alkohol reinigen oder mit Desinfektionsmittel behandeln. Dies könnte zu Beschädigungen der Oberfläche führen.
- Nur zum Einmalgebrauch! Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder erneut sterilisieren. Durch eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder erneute Sterilisation kann die strukturelle Unversehrtheit des Instruments beeinträchtigt und/oder ein Versagen des Instruments verursacht werden, was zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tod des Patienten führen kann.
- Die Kompatibilität von UROLIX Führungsdrähten mit Produkten von Fremdherstellern kann nicht zugesichert werden. Wir empfehlen, ausschließlich unsere empfohlenen Urotech Produkte zusammen mit UROLIX Führungsdrähten zu verwenden.
- Alle Bestandteile müssen vor der Verwendung sorgfältig überprüft werden. Möglicherweise beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden.
- Der Führungsdräht sollte nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden, das in der Handhabung von Führungsdrähten erfahren ist.
- Der Führungsdräht darf nicht über scharfe Kanten, wie sie z. B. bei Kanülen auftreten, zurückgezogen oder manipuliert werden, da dies zur Zerstörung und/oder zur Ablösung der äußeren hydrophilien Beschichtung führen kann.
- Keinen Drahtdurchmesser verwenden, der größer ist als das angegebene Innenlumen von Stent, Katheter, Zugangsschleuse etc.
- Der Führungsdräht darf nicht mit der steifen Spitze nach vorn geschoben werden um eine Traumatisierung des Nierenbeckens bzw. der Blasenwand zu verhindern.
- Bei einer möglichen Verklemmung des Drahtes mit dem Stent sollte der Draht unbedingt sofort korrigiert werden.
- Ein ausreichendes Führungsdrähtende muss herausühren, damit immer ein guter Zugriff auf den Führungsdräht gewährleistet ist.
- Führungsdräht nur unter Sichtkontrolle verwenden, um die Lage des Führungsdrähtes zu kontrollieren.
- Der Führungsdräht kann bei unkontrolliertem Schieben oder Ziehen über starre, scharfe Kanten beschädigt werden, weil sich dadurch die Kunststoffummantelung ablösen kann.
- Vor Verwendung der hydrophilen Drähte müssen diese befeuchtet werden. Dafür ist ein Anspritzadapter auf das Spenderrohr gesteckt.
- Hydrophile Drähte dürfen während der Anwendung nicht austrocknen, da es sonst zu einer Verklebung und damit Beschädigung des Instruments kommen kann – Achtung bei Verlängerung der Anwendungsdauer.
- UROLIX Hydrophilic Führungsdrähte sind für die vorübergehende Anwendung ≤ 60 Minuten indiziert.

11. Kreuzreaktionen

Es ist möglich, dass sich der Führungsdräht bei gleichzeitiger Anwendung von anfärbenden Urindarstellungsmethoden verfärbt.

12. Transport- und Lagerbedingungen

Die Produkte dürfen nur in den dafür vorgesehenen Verpackungen transportiert und gelagert werden. Es sind keine weiteren speziellen Transportbedingungen gefordert.

Produkte müssen trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, im Temperaturbereich zwischen 5 – 30 Grad Celsius, gelagert werden.

13. Nachtzeitige Vorkommnisse

Urotech weist darauf hin, dass der Anwender verpflichtet ist, alle bei der Verwendung dieses Medizinprodukts auftretenden und dieses betreffenden nachtzeitlichen Vorkommnissen an die zuständige Behörde seines Landes und an Urotech zu melden.

14. Entsorgung

Nach Gebrauch kann dieses Produkt eine biologische Gefährdung darstellen. Handhabung und Entsorgung müssen nach anerkannten medizinischen Verfahren und entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

FR
Mode d'emploi
Fils-guides hydrophiles UROLIXCe mode d'emploi peut également être téléchargé sur notre site Web: urotech.com
IFU Nr. 36-A Urolinx_FR_01/14.06.2019

9. Complications et/ou risques éventuels

- Lésion au niveau de l'utérus ou de l'utérine due à une sténose suséquente.
- Lésion au niveau de la vessie
- Impossibilité de pousser le fil-guide dans l'utérine jusqu'au rein à cause d'un engorgement.
- Lésion au niveau du rein due à une poussée non contrôlée dans le bassinet rénal.
- Spasmes urétraux
- Infection urinaire
- Septicémie

10. Avertissements / Mesures de précaution

- La stérilité du produit n'est garantie que si l'emballage est intact et fermé. Exclusivement à usage unique!
- Respecter la durée de conservation (voir l'étiquette).
- Ne pas nettoyer le produit et les composants du kit avec de l'alcool ou avec un désinfectant. Cela pourrait endommager leur surface.
- Exclusivement à usage unique! Ne pas réutiliser, ni retrouver, ni restériliser. Une réutilisation, un retraitement ou une restérilisation peuvent compromettre l'intégrité structurelle de l'instrument et/ou provoquer un dysfonctionnement de l'instrument pouvant entraîner une maladie, une blessure ou la mort du patient.

- La compatibilité des fils-guides UROLIX avec les produits de fabricants externes ne peut pas être garantie. Nous recommandons l'usage exclusif de nos produits Urotech conseillés avec les fils-guides UROLIX.

- Tous les composants doivent être soigneusement vérifiés avant emploi. Les produits susceptibles d'être endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Ce fil-guide ne doit être utilisé que par des professionnels de santé formés à son utilisation.
- Le fil-guide ne doit pas être retiré ou manipulé sur des rebords coupants tels que ceux de la canule: cela pourraient entraîner le déstruction et/ou la dissolution du revêtement hydrophile externe.

- Ne pas utiliser un diamètre de fil plus grand que la lumière interne spécifiée du stent, de la sonde ou de la gaine d'accès, etc.

- Ne pas pousser le fil-guide en insérant l'extrémité rigide en premier afin d'éviter tout traumatisme du bassinet rénal ou de la paroi vésicale.
- En cas de blocage du fil par la prothèse, le fil doit dans tous les cas être immédiatement corrigé.

- Une longueur d'embout de fil-guide suffisante doit dépasser pour faciliter l'accès au fil-guide à tout moment.

- N'utiliser le fil-guide que sous guidage visuel afin de surveiller sa position.
- Le fil-guide peut être endommagé s'il est poussé ou tiré de façon incontrôlée au niveau de bordures rigides ou tranchantes, ce qui entraînerait le retrait du revêtement plastique.

- Les fils hydrophiles doivent être humectés avant d'être utilisés. À cette fin, le tube distributeur est équipé d'un adaptateur de pulvérisation.

- Ne pas laisser sécher les fils hydrophiles lors de l'utilisation: ils pourraient coller et ainsi endommager l'instrument. Il convient d'en tenir compte si la durée d'utilisation se prolonge.

- Les fils-guides hydrophiles UROLIX sont conçus pour une utilisation temporaire de ≤ 60 minutes.

11. Interactions médicamenteuses

Une décoloration du fil-guide est possible en cas d'utilisation de méthodes d'examen d'urine à base de colorants.

12. Conditions de transport et de stockage

Le produit ne peut être transporté et stocké que dans l'emballage prévu à cet effet. Aucune autre condition spécifique n'est requise pour le transport.

Les produits doivent être stockés au sec et protégés de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 5 et 30 degrés Celsius.

13. Incident indésirable

Urotech indique que pour l'utilisation de ce dispositif, tous les incidents indésirables impliquant le produit doivent être signalés par l'utilisateur aux autorités de son pays et à Urotech.

14. Élimination

Après utilisation, ce produit peut constituer un danger biologique. Manipuler et jeter conformément à la pratique médicale acceptée ainsi qu'aux réglementations et directives locales, nationales et fédérales en vigueur.

Mise en place d'une prothèse urétérale interne:

Mise en place d'une prothèse urétérale à une extrémité fermée

- Faire coulisser la prothèse urétérale sur l'extrémité rigide du fil-guide par l'extrémité ouverte.
- Fixer la prothèse urétérale au fil-guide à l'aide d'une pince.

- Insérer ensuite le fil-guide dans le canal opérateur du cystoscope et le pousser jusqu'au bassinet rénal.

- Une fois la prothèse en place, retirer le fil.

Prothèse urétérale à deux extrémités ouvertes

- Insérer le fil-guide, embout flexible en premier, jusqu'au bassinet rénal.
- Utiliser le fil-guide pour mettre la prothèse urétérale en place.
- Retirer le fil-guide.

Insertion d'une gaine d'accès d'un urétéroréноscope, etc.

- Accéder à l'orifice vésical à l'aide d'un cytoscope.
- Insérer le fil-guide à travers le cytoscope dans l'utérine et le rein sous surveillance aux rayons X.
- Retirer le cytoscope.

- Insérer la gaine d'accès, l'urétérorénoScope, etc. sur le fil-guide dans l'appareil urinaire supérieur.

Urotech GmbH | Medi-Globe-Straße 1-5
D-83101 Achenmühle, Germany
Tel.: 08032-973-200, Fax: 08032-973-211
info@urotech.com | www.urotech.com