

NL

Gebruiksinstucties UROLIX Hydrofile geleidingsdraden

Dit IFU kan worden gedownload van onze website: urotech.com
IFU Nr. 36-B Urolix_NL_01/14.06.2019

Oplegt: Dit medisch product mag alleen worden verkregen en gebruikt door opgeleid medisch personeel. Niet-beoogd gebruik van het product kan ernstige en onomkeerbare schade veroorzaken.

1. Omschrijving

Leidingsdraad worden gebruikt voor alle instrumenten en katheters die worden ingebracht in een endo-urologische procedure.

2. Inhoud en verpakking

Leidingsdraad van nitinol met hydrofile coating

3. Beoogd gebruik

Een leidingsdraad vergemakkelijkt de plaatsing van een kathereter of instrument tijdens diagnostische of therapeutische toepassingen in het urinewegen.

4. Indicaties

Endo-urologische toepassing: (Ureteroscopie, het plaatsen van een ureterstent, het inbrengen van een koker voor toegang tot de ureter of uretorenoscoop, enz.)

5. Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn het gevolg van beperkingen voor een endo-urologische procedure:

- Infectie van het urinekanaal
- Urosepsis
- Ongecorrigeerde bloedingsdiathese
- Langdurige obstructions, chronische obstruktie van de urinewegen, extrinsieke obstructions

6. Patiëntenpopulatie

De patiëntenpopulatie of beoogde patiëntengroep wordt afgeleid van de indicatie die bepaald wordt door de verantwoordelijke arts die de patiënt therapeutisch behandelt als onderdeel van een endo-urologische procedure (de leidende procedure op zich) overeenkomstig het beoogde gebruik van het medische apparaat.

Beperkingen van de patiëntenpopulatie of de beoogde patiëntengroep zijn niet bekend.

Gebruik van het product bij minderjarigen:

De gebruiker kan het product bij minderjarigen gebruiken in het geval dat de fysiologische en anatomische toestanden van de patiënt het gebruik van het product toestaan.

Gebruik van het product bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven:

De indicatie voor het gebruik van het product bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven moet door de gebruiker worden beperkt op basis van de respectieve individuele fysiologische en anatomische toestanden van de patiënt.

7. Mogelijke neveneffecten

- Hematurie
- Infectie (stijgend)
- Bloedingen
- Bacteriëmie
- Dysurie
- Pijn aan de flanken

Bijkomende neveneffecten vloeien voort uit individuele specifieke toepassingen.

8. Instructies

Haal de leidingsdraad met de dispensersbus uit de verpakking, bevochtig vervolgens de hydrofile leidingsdraad en verwijder deze uit de dispensersbus.

Plaatsing van een inwendige ureterstent:

Plaatsing van een eenzijdige gesloten ureterstent:

- Duw de ureterstent met de open zijde op de stijve zijde van de leidingsdraad.
- De ureterstent wordt met een klem bevestigd aan de leidingsdraad.
- Plaats deze daarna via het werkkanal van de cystoscoop en beweeg deze voort tot aan het nierbekken.
- Na het plaatsen van de stent wordt de draad verwijderd.

Ureterstent aan beide zijde open

- Leid de leidingsdraad, met het flexibele uiteinde eerst, tot aan het nierbekken.
- Plaats de ureterstent met behulp van de leidingsdraad.
- Verwijder de leidingsdraad.

Inbrengen van koker voor toegang, uretorenoscoop, enz.

- Krijg toegang tot de opening in de blaas met behulp van de cystoscoop.
- Plaats de leidingsdraad via de cystoscoop in de ureter en de nier, waarbij u röntgenstralen gebruikt voor controle.
- Verwijder de cystoscoop

NO

Bruksanvisning UROLIX hydrofile ledeträder

Du kan også laste ned denne bruksanvisningen fra nettsiden vår: urotech.com

IFU Nr. 36-B Urolix_NO_01/14.06.2019

OBS: Dette medisinske produktet kan bare kjøpes og brukes av kvalifisert medisinsk personell. Ikke tiltenkt bruk av produktet kan resultere i alvorlig og uopprettelig skade.

1. Beskrivelse

Ledeträder brukes for alle instrumenter og katetre som föres inn under en endouroligisk prosedyre.

2. Innhold og emballasje

Ledeträder laget av nitinol med hydrofilc belegg

3. Tiltenkt bruk

En ledeträder legges til rette for plasseringen av et kateter eller instrument under diagnostiske eller terapeutiske applikasjoner i urinveiene.

4. Indikasjoner

Endouroligiske aplikasjoner: (Ureteroskop, ureteral stenting, innføring av en ureteral tilgangshylse eller uretorenoskop, etc.)

5. Kontraindikasjoner

Kontraindikasjoner skyldes begrensninger for en endouroligisk prosedyre:

- Urinveisinfeksjon
- Urosepsis
- Ukorrekt blodningsdiastese
- Langvarige obstruksjoner, kronisk urinobstruksjon, ekstrinsiske obstruksjoner

6. Patienspopulasjon

Patienspopulasjonen eller mälspatientgruppen er avledet fra indikasjonen, som er bestemt av den ansvarlige legen som terapeutisk behandler patienten som en del av en endouroligisk prosedyre (den ledende prosedyren) i henhold til den tiltenkte bruken av det medisinske utstyret. Det er ingen kjente begrensninger for patienspopulasjonen eller mälspatientgruppen.

Bruk av produktet på mindreårige:

Brukeren kan bruke produktet på mindreårige i tilfelle de fysiologiske og anatomiske tilstandene til pasienten tillater bruk av produktet.

Bruk av produktet på kvinner som er gravide eller ammar:

Indikasjonen for bruk av produktet på kvinner som er gravide eller ammar, må begrenses av brukeren basert på de respektive individuelle fysiologiske og anatomiske tilstandene til pasienten.

7. Mulige bivirkninger

- Hematurie
- Infeksjon (økende)
- Blødninger
- Bakteriemi
- Dysuri
- Smerte i nedre korsrygg / abdomen

Ytterligere bivirkninger oppstår fra individuelle spesifikke applikasjoner.

8. Instruksjoner

Fjern ledeträden med dispenserslangen fra emballasjen, deretter fukt den hydrofile ledeträden og fjern den fra dispenserslangen.

Intern ureteral stenting:

Ureterstenting med lukning på en side

- Skjyv ureterstenten med den åpne enden på den stive enden av ledeträden.
- Ureterstenten er festet til ledeträden med en klemme.
- Før deretter inn via arbeidskanalen til cystoskopet og fortsett opp til nyrebekkenet.
- Etter at stenten er plassert, fjernes ledeträden.

Ureterstenting åpen på begge sider

- Veiledd ledeträden, med den fleksible spissen først, opp til nyrebekkenet.
- Plasser ureterstenten med ledeträden.
- Fjerner av ledeträden.

Innfering av tilgangshylse, uretorenoskop, etc.

- Få tilgang til åpningen i blaæren ved å bruke et cystoskop.
- Før ledeträden gjennom cystoskopet inn i ureteren og nyrene, ved hjelp av röntgen for verifisering.
- Fjern cystoskopet
- Få tilgangshylsen, uretorenoskopet, etc. over ledeträden og inn i øvre urinveiene.

UROTECH

Urotech GmbH | Medi-Globe-Strasse 1-5
D-83101 Achenmühle, Germany
Tel.: 08032-973-200, Fax: 08032-973-211
info@urotech.com | www.urotech.com

CE 0124

max. 30°C
min. 5°C

SV

Bruksanvisningar UROLIX Hydrofila styrrådar

Denna IFU kan även laddas ner från vår webbplats: urotech.com

IFU Nr. 36-B Urolix_SV_01/14.06.2019

9. Möjliga komplikationer och/eller risker

- Skada på urinrör eller urinledaren som leder till efterföljande strukturer.
- Skada på urinblåsan
- Styrrådet kan inte tryckas genom urinledaren och in i njuren till följd av en blockering.
- Skada på njuren på grund av okontrollerad införing i njurbäckenet.
- Urinledarspasmer
- Urinvägsinfektion
- Blodforgiftning

10. Varningar/Säkerhetsåtgärder

- Den här produkten är endast steril om förpackningen är oskadad och öppnad. Endast för engångsbruk!
- Observera utgångsdatum (se etiketten).
- Rengör inte produkten och komponenterna med alkohol eller desinfektionsmedel. Det kan skada ytan.
- Endast för engångsbruk! Får ej återanvändas, återvinnas eller återsteriliseras. Återanvändning, återvinning eller omsterilisering kan försämra den strukturella integriteten hos instrumentet och/eller leda till bristande funktionsmöjlighet vilket i sin tur kan leda till sjukdom, skada eller dödsfall hos patienten.
- Kompatibilitet hos UROLIX Styrrådar med produkter från externa tillverkare kan inte garanteras. Vi rekommenderar att endast använda våra rekommenderade Urotech-produkter tillsammans med UROLIX Styrrådar.
- Alla komponenter måste kontrolleras noggrant innan de används. Produkter som kan skadas får inte användas.
- Styrråden ska endast användas av vårdpersonal som har utbildats för att använda styrrådarna.
- Styrråden får inte avlägsnas eller manipuleras över vissa kanter som t.ex. de som finns i kanyler, eftersom detta kan leda till att den utvändiga hydrofilskila beläggningen förloras och/eller löses upp.
- Använd inte en tråddiametern som är större än den angivna i rumen för stenten, katetern, åtkomstmanteln, m.m.
- Styrråden får inte föras in med den styva änden först för att förhindra trauma på njurbäckenet eller urinblåsvägen.
- Om tråden hamnar i ett dödläge med stenten måste tråden korrigeras omedelbart under alla omständigheter.
- En tillräckligt lång del av styrråden måste styras innan den utvändiga hydrofilskila beläggningen förloras.
- Applicera endast styrråden under visuell vägledning för att kunna kontrollera styrrådens läge.
- Styrråden kan skadas genom okontrollerad påskjutning eller drag över hård och vassa kanter vilket kan skala av det skyddande plastlagret.
- De hydrofila trådarna måste fuktas innan de används. En sprutadapter finns installerad på dispenserröret för detta ändamål.
- Hydrofila trådar får inte torka ut under användning då detta kan leda till att de klibrar fast och så sätter skadat instrumentet - ta detta i aktning om ingreppet tar längre tid än förväntat.
- UROLIX hydrofila styrrådar är avsedda för temporärt bruk ≤ 60 minuter.

11. Samverkan med andra läkemedel

Det finns risk för att styrråden kan missfärgas när man tillämpar urinvägsundersökningsmetoder med färgämnen.

12. Transport och lagringsförhållanden

Produkterna får endast transporteras och lagras i de för detta avsedda förpackningarna. Det finns inga ytterligare specifika krav för transporten. Produkterna måste lagras torrt och skyddas mot direkt solljus, i temperaturskalan mellan 5 - 30 grader Celsius.

13. Negativa incidenter

Vid användning av denna produkt uppmanar Urotech att alla negativa incidenter som innefattar produkten måste rapporteras av användaren till dess nationella myndigheter samt till Urotech.

14. Avfallshantering

Efter användning av denna produkt utgöra en biologisk fara. Produkten ska hanteras och bortsättas i enlighet med vedertagna medicinska metoder och ska slutföras enligt gällande bestämmelser.

Инструкции за употреба Хидрофилни телени водачи UROLIX

Инструкциите за употреба могат и да бъдат изтеглени от нашия уебсайт: urotech.com

IFU Nr. 36-B Urolix_BG_01/14.06.2019

9. Възможни усложнения и/или рискове

- Увреждане на уретрата или уретера, водещо до последваща стриктура.
- Увреждане на никочния мехур.
- Водачът не може да се избута през уретера в бъбрека поради блокиране.
- Увреждане на бъбрека поради неконтролирано придвижване напред във бъбречното легенче.
- Спазми на уретера
- Инфекция на никочните пътища
- Сепсис

10. Предупреждения/предпазни мерки

- Този продукт е стерилен само ако опаковката не е повредена и отворена. Само за единкратна употреба!
- Слизава се спокойно (викти етикета).
- Не почистявайте продукта и компонентите на комплекта със спирт и не ги тряграйте с дезинфектант. Това може да повреди повърхността.
- Само за единкратна употреба! Да не се използва повторно, рециклирано или стерилизирано. Повторната употреба, рециклирането и повторното стерилизиране могат да наруши структурата цялото на инструмента и/или да предизвикат неизправност на инструмента, което от своя страна може да доведе до заболяване, нараняване или смърт на пациента.
- Съмнителността на телените водачи UROLIX с продукти от други производители не може да бъде гарантирана. Препоръчваме да използвате само нашите препоръчани продукти UROLIX.
- Преди употреба всички компоненти трябва да бъдат внимателно проверени. Продукти, които може да са повредени, не трябва да се използват.
- Този тип водач трябва да се използва само от медицински персонал, обучен за употребата на телените водачи.
- Телените водач не трябва да се използват във бъбречното легенче или стент на никочния мехур.
- В случаи на възможно блокиране на водача и стента, водачът да се използва само от телените водачи.
- Тръбата да остане достатъчна част от