

SL	Navodila za uporabo UROLIX hidrofilne vodilne žice
Ta navodila za uporabo lahko prenesete z naše spletne strani: urotech.com . IFU Nr. 36-C Urolix_SL_01/14.06.2019	

Opomba: Ta medicinski izdelek lahko pridobi in uporablja samo usposobljeno medicinsko osebje. Če izdelka ne uporabljate v skladu z namensko uporabo, lahko pride do resne in nepopravljive škode.

- Opis**
Vodilne žice se uporabljajo za vse instrumente in katetre, ki so vstavljeni v telo med endourološkim posegom.
- Vsebina in pakiranje**
Vodilna žica, izdelana iz nitinola, s hidrofilno prevleko
- Namenska uporaba**
Vodilna žica omogoča namestitve katetra ali instrumenta med diagnostično ali terapevtsko uporabo v urinarnem traktu.
- Indikacije**
Endourološka uporaba: (ureteroskopija, vstavitve uretralnega stenta, vstavitve uretralnega kanala za dostop ali ureterorenoskopa itd.)
- Kontraindikacije**
Kontraindikacije izhajajo iz omejitev za endourološki poseg:
 - Infekcija urinarnega trakta
 - Urosepsa
 - Podvrženost nenormalnim krvavitvam
 - Daljše obstrukcije, kronična urinarna obstrukcija, ekstrinzična obstrukcija
- Populacija bolnikov**
Populacija bolnikov ali ciljna skupina bolnikov izhaja iz indikacije, ki jo določijo odgovorni zdravniki, ki terapevtsko zdravi bolnika kot del endourološkega posega (vodilni poseg sam po sebi) skladno z namensko uporabo medicinskega pripomočka. Omejitev glede populacije bolnikov oz. ciljne skupine bolnikov niso znane.

Uporaba izdelka pri mladoletnih osebah:
Uporabnik lahko uporabi izdelek pri mladoletnih osebah v primeru, da psihološko in anatomsko stanje bolnika dovoljuje uporabo izdelka.

Uporaba izdelka pri nosečnicah ali doječih materah:
Indikacije za uporabo izdelka pri nosečnicah ali doječih materah mora uporabnik omejiti na podlagi psihološkega in anatomskega stanja posamezne bolnice.

- Morebitni stranski učinki**
 - Hematurija
 - Okužba (napredujoča)
 - Krvavitve
 - Bakteriemija
 - Disurija
 - Bolečina v bočnem delu
 Pri specifičnih uporabah se lahko pojavijo tudi drugi stranski učinki.
- Navodila**
Vzemite vodilno žico z zaščitno cevko iz embalaže, nato navlažite hidrofilno vodilno žico in jo vzemite iz zaščitne cevke.

- Notranja vstavitve uretralnega stenta:**
Vstavitev uretralnega stenta, ki je zaprt na eni strani
- Uretralni stent z odprtim koncem potisnite na togi konec vodilne žice.
 - Uretralni stent pritrdite na vodilno žico s sponko.
 - Nato ga vstavite skozi delovni kanal cistoskopa in ga potisnite v ledvični meh.
 - Ko je stent nameščen, odstranite žico.
- Uretralni stent, ki je odprt na obeh straneh**
- Vodilno žico s prožno konico potisnite v ledvični meh.
 - S pomočjo vodilne žice namestite uretralni stent.
 - Odstranite vodilno žico.

- Vstavitev kanala za dostop, ureterorenoskopa itd.**
- S cistoskopom dostopajte do odprtine v mehurju.
 - Vodilno žico vstavite skozi cistoskop v sečevod in ledvico, namestitev pa preverite z rentgenskim slikanjem.
 - Odstranite cistoskop.
 - Kanal za dostop, ureterorenoskop itd. vstavite prek vodilne žice v zgornji del urinarnega trakta.

- Morebitni zapleti in/ali tveganja**
 - Poškodbe sečnice ali sečevoda, ki povzročijo strikturo
 - Poškodbe mehurja
 - Vodilne žice ni mogoče potisniti skozi sečevod v ledvico zaradi blokade.
 - Poškodbe ledvice zaradi nenadzorovanega potiskanja v ledvični meh
 - Uretralni krči
 - Infekcija urinarnega trakta
 - Sepsa
- Opozorila/previdnostni ukrepi**
 - Izdelek je sterilen le v primeru, da je embalaža nepoškodovana in zaprta. Samo za enkratno uporabo!
 - Upošteвайте rok uporabnosti (glejte nalepko).
 - Izdelka in sestavnih delov ne čistite z alkoholom in jih ne obdelujte z dezinfekcijskimi sredstvi. S tem lahko poškodujete površino.
 - Samo za enkratno uporabo! Izdelka ne uporabljajte ponovno, ga ne reciklirajte oz. znova sterilizirajte. Ponovna uporaba, reciklaža ali ponovna sterilizacija lahko ogrozi strukturo celovitost instrumenta in/ali povzroči okvaro instrumenta, kar lahko privede do bolezni, poškodbe ali celo smrti pacienta.
 - Družljivosti vodilnih žic UROLIX z izdelki drugih proizvajalcev ni mogoče zagotoviti. Priporočamo, da z vodilnimi žicami UROLIX uporabljate samo naše priporočene izdelke Urotech.
 - Pred uporabo je treba natančno pregledati vse sestavne dele. Morebitnih poškodovanih izdelkov ni dovoljeno uporabiti.
 - To vodilno žico lahko uporabljamo samo medicinsko osebje, ki je bilo usposobljeno za uporabo vodilnih žic.
 - Vodilne žice ne smete izvleči ali usmerjati čez ostre robove, kot so tisti v kanihah, saj to lahko povzroči uničenje in/ali razpočetve zunanje hidrofilne prevleke.
 - Ne uporabljajte žice s premerom, ki je večji od navedene notranje svetline stenta, katetra, kanala za dostop itd.
 - Vodilne žice ne potiskajte s togim koncem naprej, da preprečite poškodbe ledvične meha ali stene mehurja.
 - Če se zgodi, da se žica zatakne v stent, je treba v vseh okoliščinah žico nemudoma popraviti.
 - Iz telesa mora viseti dovolj dolg konec vodilne žice, da je v vsakem trenutku zagotovljen dober dostop do vodilne žice.
 - Vodilno žico uporabite samo z vizualnim usmerjanjem, da lahko nadzorujete položaj vodilne žice.
 - *Vodilna žica se lahko poškoduje zaradi nenadzorovanega potiskanja ali vlečenja čez toge, ostre robove, pri čemer se odstrani plastična prevleka.*
 - Hidrofilne žice je treba pred uporabo navlažiti. V ta namen je na zaščitni cevki nameščen pršilni nastavek.
 - Pazite, da se hidrofilne žice med uporabo ne posušijo, saj to lahko povzroči zatikanje in poškoduje instrument – prosimo, da to upoštevate v primeru podaljšane uporabe.
 - Hidrofilne vodilne žice UROLIX so namenjene za omejeno uporabo ≤ 60 minut.
- Interakcija z drugimi zdravili**
Vodilna žica se lahko razbarva, če uporabite metode urinarnega pregleda, ki uporabljajo barvila.
- Transportni pogoji in pogoji skladiščenja**
Izdelke lahko prevzate in jih skladiščite samo v embalaži, ki je za to namenjena. Za transport ni navedenih dodatnih posebnih zahtev. Izdelke morate hraniti na suhem mestu in jih zaščititi pred neposredno sončno svetlobo, temperatura pa naj bo 5–30 stopinj Celzija.
- Neželeni dogodki**
Družba Urotech za uporabo tega pripomočka zahteva, da uporabnik o vseh neželenih dogodkih, ki vključujejo ta izdelek, poroča nacionalnemu organu in družbi Urotech.
- Odstranjevanje**
Po uporabi ta izdelek lahko predstavlja biološko tveganje. Ravnanje z izdelkom in odstranjevanje morata biti skladna z uradnimi medicinskimi postopki, upoštevajte pa je treba veljavne pravne predpise.

LT	Naudojimo instrukcijos UROLIX hidrofiliniai kreipiamieji laidai
Šias naudojimo instrukcijas galima parsisiųsti iš mūsų interneto svetainės: urotech.com . IFU Nr. 36-C Urolix_LT_01/14.06.2019	

Atkreipkite dėmesį: šį medicininį gaminį įsigyti ir naudoti gali tik išmokytas medicinos personalas. Naudojant gaminį ne pagal numatytąją paskirtį galima sukelti didelę negrįžtamą žalą.

- Aprašas**
Kreipiamieji laidai naudojami visiems instrumentams ir kateteriams, įvedamiems per endourologinę procedūrą.
- Turinys ir pakuotė**
Kreipiamasis laidas, pagamintas iš nitinol su hidrofiline danga
- Paskirtis**
Naudojant kreipiamąjį laidą lengviau įvesti kateterį arba instrumentą per diagnostines ar gydomasias šlapimo takų procedūras.
- Indikacijos**
Endourologinis pritaikymas: (ureteroskopija, šlapimtakų stentavimas, šlapimtakų priegijos movos arba ureterorenoskopo įvedimas ir t. t.)
- Kontraindikacijos**
Kontraindikacijos kyla pagal endourologinės procedūros apribojimus:
 - Šlapimo takų infekcija
 - Urosepsis
 - Netinkama kraujavimo diatezė
 - Ilgalaikės obstrukcijos, lėtinė šlapimo takų obstrukcija, išorinės obstrukcijos
- Pacientų populiacija**
Pacientų populiacija arba tikslinė pacientų grupė sudaryta pagal atskingą gydytojo indikaciją, kuris nori gydyti pacientą taikydamas endourologinę procedūrą (pagrindinę procedūrą) pagal numatytąją medicinos priemonės paskirtį. Nėra žinomų pacientų populiacijos ar tikslinės pacientų grupės apribojimų.
- Gaminio naudojimas vaikams:**
naudotojas gali naudoti gaminį vaikams, jei paciento fiziologinės ir anatominės sąlygos leidžia naudoti gaminį.
- Gaminio naudojimas nėščioms ar žindančioms moterims:**
naudotojas turi susiaurinti gaminio naudojimo nėsčioms ar žindančioms moterims indikacijas pagal atitinkamas pacientės fiziologines ir anatomines sąlygas.
- Galimi šalutiniai poveikiai**
 - Hematurija
 - Infekcija (kylančioji)
 - Kraujavimas
 - Bakteriemija
 - Dizurija
 - Pilvo šono skausmas
 Papildomi šalutiniai poveikiai kyla dėl individualaus konkretaus naudojimo.
- Instrukcijos**
Išimkite kreipiamąjį laidą su dozavimo vamzdeliu iš pakuotės, tada sudrėkinkite hidrofilinį kreipiamąjį laidą ir išimkite jį iš dozavimo vamzdelio.

Vidinis šlapimtakų stentavimas:
Vienoje pusėje uždaras šlapimtakų stentavimas

- Stumkite šlapimtakų stentą standžiuoju galu į kreipiamąjį laidą.
- Šlapimtakų stentas pritvirtinamas prie kreipiamojo laido spaustuku.
- Tada įveskite jį į darbinį cistoskopo kanalą ir stumkite iki inksto geldelės.
- Įvedus stendą laidas išimamas.

- Iš abiejų pusių atviras šlapimtakų stentas**
- Veskite kreipiamąjį laidą lankščiuoju galu iki pat inksto geldelės.
 - Įveskite šlapimtakų stentą naudodami kreipiamąjį laidą.
 - Išimkite kreipiamąjį laidą.

- Priegijos movos, ureterorenoskopo įvedimas ir t. t.**
- Cistoskopu priekite prie šlapimo pūslės angos.
 - Įveskite kreipiamąjį laidą per cistoskopą į šlapimtakį ir įnkstą tikrindamiesi rentgeno vaizdais.
 - Išimkite cistoskopą.
 - Įveskite priegijos movą, ureterorenoskopą ir t. t. per kreipiamąjį laidą į viršutinius šlapimo takus.

LV	Lietošanas norādījumi UROLIX hidrofilas vadstīgas
Šos lietošanas norādījumus var lejupielādēt arī mūsu vietnē: urotech.com . IFU Nr. 36-C Urolix_LV_01/14.06.2019	

Ievērojiet! Šo medicnisko izstrādājumu atļauts iegādāties un lietot tikai izglītotiem medicīnas darbiniekiem. Izstrādājuma izmantošana ārpus paredzētās lietošanas var izraisīt nopietnus un neatgriezeniskus bojājumus.

- Apraksts**
Vadstīgas izmanto visiem instrumentiem un katetriem, kurus ievieto endouroloģiskās procedūras laikā.
- Saturs un iepakojums**
Vadstīga ir izgatavota no nitinola ar hidrofilu pārklājumu
- Paredzētā lietošana**
Vadstīga atvieglo katetra vai instrumenta ievietošanu urīnceļos diagnostikas vai terapeitiskās lietošanas laikā.
- Indikācijas**
Endouroloģiskie pielietojumi: (Ureteroskopija, urīnvada stentēšana, urīnvada piekļuves apvalka vai ureterorenoskopa ievietošana utt.)
- Kontraindikācijas**
Kontraindikācijas rodas no endouroloģiskās procedūras ierobežojumiem:
 - Urīnceļu infekcija
 - Urosepse
 - Nepareiza asiņošanas diatēze
 - Ilgstoši aizsprostojumi, hronisks urīnceļu aizsprostojums, ārēji aizsprostojumi
- Pacientu populācija**
Pacientu populācija vai pacientu mērķa grupa tiek iegūta no indikācijām, kuras nosaka atbildīgais ārsts, kurš pacientam veic terapeitiskās darbības endouroloģiskās procedūras (vadošās procedūras) laikā atbilstoši paredzētajam medicīniskās ierīces lietojumam. Pacientu populācijai vai pacientu mērķa grupai nav zināmu ierobežojumu.
- Izstrādājuma lietošana nepilngadīgajiem:**
Lietotājs var izmantot šo izstrādājumu nepilngadīgajiem, ja to atļauj pacienta fizioloģiskie un anamotiskie apstākļi.
- Izstrādājuma lietošana grūtniecēm vai sievietēm zīdīšanas laikā:**
Lietotājam ir jāsašaurina izstrādājuma lietošanas indikācija sievietēm, kuras ir grūtnieces vai baro bērnu ar krūti, ņemot vērā pacienta individuālos fizioloģiskos un anatomiskos apstākļus.
- Iespējamās blakusparādības**
 - Hematūrija
 - Infekcija (pieaugoša)
 - Asiņošana
 - Bakteriēmija
 - Dizūrija
 - Sāpes sānos
 Atsevišķi īpaši pielietojumi izraisa papildu blakusparādības.
- Norādījumi**
Izņemiet vadstīgu ar dozatora cauruli no iepakojuma, pēc tam samitriniet hidrofilo vadstīgu un izņemiet to no dozatora caurules.

- lekšējā urīnvada stentēšana:
- Urīnvada stenta viena puse aizvērta**
- Uzvirziet urīnvada stentu ar atvērto galu uz vadstīgas stingrā gala.
 - Urīnvada stents ir piestiprināts pie vadstīgas ar skavu.
 - Pēc tam ievietojiet caur cistoskopa darba kanālu un virziet to līdz nierēs bļodņai.
 - Pēc stenta ievietošanas stīga tiek noņemta.
- Urīnvada stents atvērts abās pusēs**
- Vadiet vadstīgu uz nierēs bļodni ar elastīgo galu pa priekšu.
 - Ievietojiet urīnvada stentu, izmantojot vadstīgu.
 - Vadstīgas noņemšana.
- Piekļuves apvalka, ureterorenoskopa utt. ievietošana**
- Izmantojot cistoskopu, piekļūstiet urīnpūšļa atverei.
 - Caur cistoskopu ievietojiet vadstīgu urīnvadā un nieriē, pārbaudei izmantojot rentģenu.
 - Izņemiet cistoskopu
 - Izmantojot vadstīgu, ievietojiet piekļuves apvalku, ureterorenoskopu utt. augšējos urīnceļos.

11. Mijiedarbība ar citām zālēm
Ja urīnceļu izmeklēšanai tiek izmantotas krāsvielas ievadīšanas metodes, pastāv iespēja, ka vadstīga maina krāsu.

12. Transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi
Izstrādājumus var transportēt un uzglabāt tikai tam paredzētajā iepakojumā. Nav noteiktas īpašas papildu prasības transportēšanai. Izstrādājumi jāuzglabā sausā un no saules stariem aizsargātā vidē 5 – 30 °C temperatūrā.

13. Negadījums
Urotech norāda, ka, lietojot šo ierīci, par visiem negadījumiem, kas saistīti ar šo izstrādājumu, lietotājam jāziņo attiecīgajai valsts iestādei un Urotech.

14. Utilizēšana
Pēc lietošanas šis izstrādājums var radīt bioloģisko apdraudējumu. Atsprāde un utilizēšana jāveic saskaņā ar atzītām medicīnas procedūram un jāizpilda saskaņā ar konkrētās valsts attiecīgo likumdošanu.

Simbol / Szimbólum / Symbol / Simbolis / Symbols

	RO	HU	SK	SL	LT	LV
	Producător	Gyártó	Výrobca	Izdelovalec	Gamintojas	Ražotājs
	Data fabricației	Gyártási dátum	Dátum výroby	Datum izdelave	Pagamimino data	Izgatavošanas datums
	Simbol de conformitate UE (numărul indică numărul de înregistrare a organismului notificat)	EU megfelelıőszégi szimbólum (a számmal jelölve a bejelentett szervezet nyilvántartási számát jelenti)	Označenie zhody EÚ (číslo označuje registračné číslo notifikovaného orgánu)	Evropski simbol za skladnost (število označuje registracijsko število prijavljenega organa)	ES atitikimo simbolis (skaičius nurodo notifikavotos įstaigos registracijos numerį)	Atbilstības ES prasībām simbols (skaitlis norāda pilnvarotās iestādes reģistrācijas numuru)
	Număr comandă	Megrendelési szám	Číslo objednávky	Številka naročila	Užsakymo numeris	Pasūtījuma numurs
	Cod lot	Tételszám	Kód sárže	Koda paketa	Partijos kodas	Partijas kods
	Data expirării	Lejárati idő	Dátum spotřeby	Uporaba	Naudoti iki	Izlietot līdz
	Sterilizare cu oxid de etilenă	Etilén-oxidos sterilizálás	Sterilizácia etylénoxidom	Sterilizacija z etilen oksidom	Sterilizuota etileno oksidu	Sterilizācija ar etilēna oksīdu
	A nu se steriliza	Nem sterilizálható	Nesterilizovat	Ne sterilizirajte	Nesterilizuoti	Nesterilizēt
	A nu se reutiliza	Újra nem használható	Nepoužívat opakovaně	Ni za vnovično uporabo	Naudoti tik vieng kartą	Nelietot atkārtoti
	Attention! Respectez! avertismentele!	Vigyázat! Kérjük, tartsa be a figyelmeztetéseket	Pozor! Dodržujte vystrahy!	Pozor! Upošteвайте opozorila!	Perspėjimas! Laikykites įspėjimų!	Uzmanību! Ievērot brīdinājumus!
	Instrucțiunile de utilizare trebuie respectate!	A kezelési utasításokat feltétlenül be kell tartani!	Nutně je dodržívat pokyny na obalu!	Upoštevat! morate navodila za delovanje!	Būtina laikyti naudojimo instrukcijų!	Ievērot lietošanas pamācības norādījumus!
	Nu utilizati acest produs la pacienții cu stimulator cardiac sau defibrilator implantați!	Ne használja ezt a terméket olyan betegnekél, akiknek szívritmia-szabályozót helyeztek be, illetve defibrillátortól iltettek be!	Nepoužívejte tento výrobek u pacientov s kardiostimulátorem alebo implantovaným defibrilátorom!	Tega izdelka ne uporabljajte pri pacientih s spodbujevalniki ali vgrajenimi defibrilatorji!	Nenaudokite šio gaminio pacientams su stimulatoriais ar implantuotais defibriliatoriais!	Šo izstrādājumu nedrīkst lietot pacientiem ar elektrokardiostimulatoru vai implantētu defibrilatoru.
	Nu examinați prin rezonanță magnetică pacienții care utilizează acest produs!	MRT vizsgálat é terméket használó betegnél nem lehetséges!	U pacientov používajúcich tento výrobek sú zakázané vyšetrenia MR!	Pri pacientih, ki uporabljajo ta izdelek ne izvajajte slikanj z magnetno resonanco!	Pacientams, kuriems naudojamas šis gaminy, negalima atlikti MRT tyrimų!	Pacientiem, kam tiek izmantots šis izstrādājums, nedrīkst veikt MRT izmeklėjumus.
	A nu se utilizează dacă ambalajul este deteriorat	Ne használja, ha a csomagolás megsérült.	Výrobok nepoužívejte, ak je poškozené balenie	Izdelka s poškodovano embalažo ne uporabljajte	Nenaudoti, jei pakuotė yra pažeista	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
	A se feri de umiditate	Tartsa szárazon	Ušchovajte v suchu	Poskrbite, da je izdelek suh	Laikyti sausiai	Glabāt sausumā
	Sus	Fel	Nahor	Navgor	Neapversti	Uz augšu
	Limită de temperatură	Hőmérséklet határ	Teplotný limit	Omejeitev temperature	Temperatūriniai apribojimai	Temperatūras ierobežojums
	A se proteja de lumina solară	Ne tegye ki napfény hatásának	Nevystavujte sínečnému svetu	Ne izpostavljajte sončni svetlobi	Saugoti nuo saulės šviesos	Nepakļaut saules staru iedarībai
	Limită de depozitare deasupra în funcție de greutate	Az egyébként használatozza, a tőmeg korlátozása,	Limit stohovania podľa hmotnosti	Omejeitev skladiščjenja glede na težo	Krovimo ant viršaus riba (svorio)	Novietojšanas grēda ierobežojums pēc svara
	Disponibil doar pe bază de rețetă (simbol SUA)	Csak vényre kapható (Egyesült Államok szimbólum)	K dispozícii iba na predpis lekára (symbol USA)	Na voljo samo z receptom (simbol v ZDA)	Įsigyti galima tik su receptu (JAV simbolis)	Pieejams tikai ar ārsta norīkojumu (ASV simbols)

UROTECH
Urotech GmbH | Medi-Globe-Strasse 1-5
D-83101 Achenmühle, Germany
Tel.: 08039-973-800, Fax: 08039-973-211
info@urotech.com | www.urotech.com

0124
min. 5°C max. 30°C