



**Gebruiksaanwijzingen**  
**Renodrain en Magnusson directie punctieset voor nefrostomie**

IFU Nr.14-B Direktpunktion NL 08/12.04.2017

Opgelet: Dit medisch product mag alleen worden verkregen en gebruikt door opgeleid medisch personeel.

**1. Omschrijving**  
Renodrain en Magnusson punctiesets met staatkatheter voor percutane nefrostomie

- 2. Inhoud en verpakking**
- Nefrostomiekateter
  - Schüller-geleidingsdraad
  - Mandrijn of obturator
  - Universele adapter
  - Katheterplug
  - 2- of 3-delige punctienaalden
  - Dubbele verpakking en gebruiksinstructies

**3. Beoogd gebruik**  
Percutane urineafleiding vanaf de nier.

**4. Indicaties**  
Opmerking: Alvorens de indicatie voor de percutane nefrostomie te bepalen, moet er eerst wordt vastgesteld of de urineobstructie gepast kan worden beheerd met behulp van een inwendige ureterest.

**Diagnose-indicaties:**

- Antegrade pyelografie en ureteroscopie
- Verzameling van materiaal voor het onderzoek (histologie, cytologie, microbiologie)
- Urodynamische metingen in het bovenste urinekanaal
- Bepaling van de nierfunctie

**Therapeutische indicaties:**

- Decompressie in gevallen van obstructieve uropathie van het bovenste urinekanaal
- Urineafleiding in het geval van een ureterstoma
- Eerste stap richting antegrade behandelingen in het bovenste urinekanaal (ureterspaking, ureterembolisatie, PNL, laserbehandeling, ureterotomie)

- 5. Contra-indicaties**
- Coagulatieaandoeningen
  - Ernstige ontstekingen
  - Dermatologische condities rond de punctiezone
  - Misvormde nieren
  - Ernstige ruggengraatsverkremming
- Contra-indicaties vloeien voort uit beperkingen voor de overeenkomstige basistoepassingen.

- 6. Mogelijke neveneffecten**
- Bloeden, vasculaire letsels, verlies van parenchym, hematurie, infectie (opkomend), pijn aan de punctiezone, pijn in verband met het gebrek aan urineproductie, bloeduitstortingen en bacteriemie.
- 7. Instructies**  
Tijdens het gebruik van het product moeten de algemene hygiëneregels voor de katheterisering worden gevolgd.

- Voorbereiding, ontslag en patiëntanesthesie:**
- Gecontroleerde omstandigheden in de zaal, steriele omstandigheden met was en steriele afdekking voor open chirurgie of PNL
  - Patiënt ligt op zijn buik op de tafel
  - Antegrade PNS, over het algemeen bij plaatselijke infiltratieanesthesie, of in het geval van een retrograde PNS of uitbreiding van de interventie naar een percutane operatie, regionale anesthesie of intubatieanesthesie, afhankelijk van de veerkracht van de patiënt en de ervaring van de chirurg.

**Technische uitvoering:**  
**Instructies (voorbereiding voor de eenstapstechniek)**

Opmerking: Het verscherpte uiteinde van de canule mag niet worden gebruikt om de staart uit te rekken aangezien dit de binnenkant van de katheter kan beschadigen of doorprieken.

1. Rek de staart uit met de rekhoes op de katheter
2. Vervang het binnenste gedeelte van de canule door de mandrijn en plaats die in de katheter tot er contact met de Luer-verbindingconnector ontstaat
3. Schroef de canuleverbinding vast
4. Verwijder de rekhoes via het uiteinde van de katheter
5. Verwijder de mandrijn en vervang die door het binnenste gedeelte van de canule.
6. De katheter is nu klaar voor gebruik

- Technische uitvoering van de eenstapstechniek**
- Lokalisering van de nier/het nierbekken met behulp van ultrasone golven of röntgenstralen.
  - Nauwkeurig initiële punctie op de achterste okselslijn onder de ribholte in de richting van de onderste laterale nieromtrek.
  - Controleer na de punctie of het nierbekken wel dagelijks werd doorkort door de binnenste gedeelte van de canule te verwijderen (indicator: er loopt urine uit).
  - Indien dit niet het geval is, plaatst u de naald nogmaals in de canule en voert u een nieuwe punctie uit.
  - Nadat het nierbekken succesvol werd doorkort, trek u de canule uit de katheter en laat u de katheter leeglopen. De katheter neemt zijn voorgedefinieerde staartvorm aan wanneer de canule wordt verwijderd.
  - Bevestig de katheter met hechtingen op de huid.

1. Rek de staart uit met de rekhoes op de katheter
2. Vervang het binnenste gedeelte van de canule door de mandrijn en plaats die in de katheter tot er contact met de Luer-verbindingconnector ontstaat
3. Schroef de canuleverbinding vast
4. Verwijder de rekhoes via het uiteinde van de katheter
5. Verwijder de mandrijn en vervang die door het binnenste gedeelte van de canule.
6. De katheter is nu klaar voor gebruik



**Bruksanvisning**  
**Renodrain en Magnusson direkte nefrostomipunkteringssett**

IFU Nr.14-B Direktpunktion NO 08/12.04.2017

OBS: Dette medisinske produktet kan bare kjøpes og brukes av kvalifisert medisinsk personell.

**1. Beskrivelse**  
Renodrain og Magnusson låse-punkteringssett med pigtalikateter for perkutan nefrostomi.

- 2. Innhold og emballasje**
- Nefrostomi-kateter
  - Schüller-ledetråd
  - Mandreng eller obturator
  - Universaldapter
  - Kateterplugg
  - 2- eller 3-dels punkteringsnåler
  - Dobbel emballasje og bruksanvisning

**3. Tiltent bruk**  
Perkutan urinavledning fra nyrene.

**4. Indikasjonen**  
OBS: Før du bestemmer indikasjonen for perkutan nefrostomi, skal det først fastslås om urinobstruksjonen kan håndteres på en tilfredsstillende måte ved bruk av en intern ureterest.

**Diagnostiske indikationer:**

- Antegrade pyelografi og ureteroskopi
- Innsamlng av materiale til etterforskning (histologi, cytologi, mikrobiologi)
- Urodynamiske målinger i de øvre urinveiene
- Bestemmelse av nyrefunksjon

**Terapeutiske indikationer:**

- Dekompresjon i tilfelle av obstruktiv uropati i de øvre urinveiene
- Urinavledning i tilfelle av en ureterfistel
- Første skritt mot antegrade manipulasjoner i de øvre urinveiene (ureterspilling, ureterembolisering, PNL, laserbehandling, ureterotomi)

- 5. Kontraindikasjoner**
- Koagulasjonstørstyrrelser
  - Alvorlig betennelse
  - Dermatologiske tilstander rundt punkteringsstedet
  - Misdannede nyrer
  - Alvorlig spinalkurvatur
- Kontraindikasjoner skyldes begrensninger for de tilsvarende grunnleggende applikasjoner.

- 6. Mulige bivirkninger**  
Blødning, vasculære lesjoner, tap av parenkym, hematuri, infeksjon (stigende), smerte ved punkteringsstedet, smerte i forbindelse med mangel på urinproduksjon, perinefisk ekstravasasjon og bakteriemie.
- 7. Instruksjoner**  
Ved bruk av dette produktet, så må de generelle hygienereglene som gjelder for katheterisering følges.

- Klargjøring, oppbevaring og pasientbedømmelse:**
- Kontrollerte tilstander i avdelingen, sterile tilstander med vask og steril tildekning som ved åpen operasjon eller PNL
  - Pasient i mageposisjon på bordet
  - Antegrade PNS, vanligvis i lokal infiltreringsbedømmelse eller, i tilfelle av retrograd PNS eller forlengelse av intervensjonen til perkutan operasjon, lokalbedømmelse eller intubasjonsbedømmelse, avhengig av pasientens motstandskraft og kirurgens erfaring.

**Teknikk utførelse:**

**Instruksjoner (klargjøring for ett-trinns teknikk)**

OBS: Den skarpe spissen av kanylen kan ikke brukes til å strekke pigtailen, da dette kan skade eller punktere innsiden av kateteret.

1. Strekk pigtailen med strekkhylsen plassert på kateteret
2. Bytt den indre delen av kanylen med mandrengen og før den inn i katetret til den kommer i kontakt med luer-låskontakten
3. Skru sammen kanylinforholdet
4. Fjern strekkhylsen gjennom kateter-spissen
5. Fjern mandrengen igjen og erstatt den med den indre delen av kanylen.
6. Kateteret er nå klart til bruk

- Teknikk gjennomføring av ett-trinns-teknikken:**
- Lokalisering av nyrene/nyrebekkenet under ultralyd eller røntgenveiledning.
  - Nøyaktig innledende punktering på den bakre aksillære linjen under kostalbuen i retning av den nedre laterale nieromtrek.
  - Etter punkteringen, kontroller om nyrebekkenet faktisk er punktert ved å fjerne den indre delen av kanylen (indikator: urinen renner ut).
  - Hvis dette ikke er tilfelle, før nålen inn i kanylen igjen og punkter på nytt.
  - Etter at nyrebekkenet er punktert, trek kanylen ut av kateteret og la kateteret tømme. Kateteret inntar dets forutbestemte pigtailform når kanylen fjernes.
  - Fest katetret til huden med sutur.

- Instruksjoner (tweistapstechniek)**
1. Rek de staart uit met de rekhoes op de katheter
  2. Voeg de obturator in, verwijder de mandrijn, schroef de Luer-verbindingconnector vast
  3. Verwijder de rekhoes via het uiteinde van de katheter
  4. De katheter is nu klaar voor gebruik

- Technische uitvoering van de tweestapstechniek:**
- Lokalisering van de nier/het nierbekken met behulp van ultrasone golven of röntgenstralen.
  - Nauwkeurig initiële punctie op de achterste okselslijn onder de ribholte in de richting van de onderste laterale nieromtrek.
  - Plaats de geleidingsdraad, met het flexibele uiteinde eerst, in het nierbekken.
  - Positioneer de drainagekatheter met behulp van een verblijfsdraad.
  - Controleer de positie van de katheter door beeldvorming met contrastvloeistof.
  - Verwijder de geleidingsdraad en de mandrijn van zodra de exacte positionering werd bereikt.
  - Het distale katheteruiteinde neemt zijn voorgedefinieerde staartvorm aan.
  - Bevestig de katheter met hechtingen op de huid.

**Magnusson verordeningstaart**  
**Opmerking: Zie de tweestapstechniek voor de punctie**

- Na de plaatsing van de katheter trekt u de draad traag terug en trekt u de beweegbare connector van het Magnusson-vergrendelingsstaartsysteem tegelijkertijd in de richting van de vaste connector en draait u om deze samen te vergrendelen. Zo wordt de staart veilig in de nier vastgezet.
- Opmerking: Om het vrije uiteinde van de hechting op de katheter te bevestigen, wordt er aanbevolen om de beweegbare connector met 360° te draaien.
- Om de staart los te maken, draait u de verbinding verder naar rechts en duwt u de beweegbare connector opnieuw richting het lichaam.

- 8. Mogelijke complicaties en/of risico's**
- De punctie van bloedvaten in de wand van de nier kan tot hematurie leiden.
  - Foutieve punctie
  - Incrustatie, bloedklontering en kinken in de katheter kunnen leiden tot een gedeeltelijke of volledige obstructie van de suprapubische katheter met het risico op een geïnfecteerde waterzaknier en in extreme gevallen op urosepsis.
  - Dislocatie van de katheter.
  - Lekken van urine via het nefrostomiekanaal na verwijdering van de katheter.
  - Bij de eenstapstechniek betekent de correctie van de positie van de katheter de uitvoering van een nieuwe punctie.
  - Risico op perforatie van de nier en het nierbekken.

- 9. Gebruiksinstructies/voorzorgsmaatregelen**
- Dit product is alleen steriel als de verpakking onbeschadigd en ongeopend is.
  - Uitsluitend voor eenmalig gebruik! Niet opnieuw gebruiken, recyclen of opnieuw steriliseren. Het opnieuw gebruiken, recyclen of opnieuw steriliseren kan de structurele integriteit van het instrument in het gedrag brengen en/of leiden tot storingen in het instrument die kunnen leiden tot ziekte, kwetsuren en zelfs het overlijden van de patiënt.
  - Alle componenten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op compatibiliteit en integriteit voorafgaand aan gebruik.
  - Gebruik geen producten na de vervaldatum.
  - Veeg het product en de componenten niet schoon met alcohol/ontsmettingsmiddelen. Dit kan het openpak beschadigen.
  - Beschadig de katheter niet met scherpe chirurgische instrumenten - dit verhoogt het risico op een breuk.
  - De geleidingsdraad kan worden beschadigd door ongecontroleerd duwen of trekken over stijve, scherpe kanten waardoor de plastic coating wordt verwijderd.
  - Het verscherpte uiteinde van de canule (eenstapstechniek) mag niet worden gebruikt om de staart uit te rekken aangezien dit de binnenkant van de katheter kan beschadigen of doorprieken.
  - De naald kan worden gebogen door een overmatige kracht tijdens de punctie. De naald kan worden gestabiliseerd door ze te ondersteunen of in de punctiezone te bevestigen, waardoor buigingen of kinken kunnen worden vermeden.
  - Controleer de katheter regelmatig op een doeltreffende drainage en een correcte positie.
  - Smeer de katheter alleen in met in water oplosbare glijmiddelen. Gebruik nooit glijmiddelen op basis van aardolie.
  - Katheters moeten binnen de 30 dagen worden vervangen.

- 10. Interactie met andere geneesmiddelen**  
De katheter kan mogelijk verkleuren door de gelijktijdige toediening van medicijnen die urinepresentatiemethodes op kleurbasis bevatten, of zelfs door contact met urine.
- 11. Transport- en opslagomstandigheden**  
De producten mogen alleen worden getransporteerd en opgeslagen in de verpakking die hiervoor bestemd is. Er zijn geen verdere specifieke vereisten voor transport.
- De producten moeten droog en beschermd tegen zonlicht worden opgeslagen, in een temperatuurbereik van 5 – 30 °C.

- 12. Afvoer**  
Na gebruik kan dit product een biologisch gevaar vormen. Het hanteren en afvoeren moet worden uitgevoerd in overeenstemming met erkende medische procedures en moet worden uitgevoerd in navolging van toepasselijke wettelijke reguleringen en richtlijnen.

1. Strekk pigtailen med strekkhylsen plassert på kateteret
  2. Før inn obturatorer, fjern mandrengen, skru sammen luer-låskontakten
  3. Fjern strekkhylsen gjennom kateter-spissen
  4. Kateteret er nå klart til bruk
- Teknikk utførelse av to-trinns-teknikken:**
- Lokalisering av nyrene/nyrebekkenet under ultralyd eller røntgenveiledning.
  - Nøyaktig innledende punktering på den bakre aksillære linjen under kostalbuen i retning av den nedre laterale nieromtrek.
  - Før ledetråden, med den fleksible spissen først, opp til nyrebekket.
  - Posisjoner dreneringskateteret ved hjelp av en inwendig tråd.
  - Kontrollerer posisjonen til kateteret ved avbildning med kontrastmedium.
  - Fjern ledetråden og mandrengen når nøyaktig posisjonering er oppnådd.
  - Den distale kateterenden inntar sin forutbestemte pigtailform. Fest kateteret med hudstut.

**Magnusson-låsepigtail**  
**OBS: For punktering, se to-trinns-teknikken**

- Etter å ha posisjonert kateteret, trekk tråden langsomt tilbake og samtidig trek den bevegelige kontakten til Magnusson-låsepigtailsystemet i retning av den faste kontakten og vri for å løse disse sammen. På denne måten festes pigtailen fast i nyren
- OBS: For å koble den frie enden av suturen til kateteret, anbefales det å dreie den bevegelige kontakten 360°.
- For å frigjøre pigtailen, drei forbindelsen videre til høyre og skyv den bevegelige kontakten mot kroppen igjen.

- 8. Mulige komplikasjoner og/eller risikoer**
- Punkterte blodkar i nyreveggen kan føre til hematuri.
  - Feil punktering
  - Skorpedannelse, blodkoagulasjon og bøyninger i katetret kan føre til delvis eller total blokkering av det suprapubiske kateteret med risiko for infisert hydronefrose og i ekstreme tilfeller urosepsis.
  - Dislokasjon av kateteret.
  - Lekkasje av urin via nefrostomi-kanalen etter fjerning av kateteret.
  - Med ett-trinns-teknikken, betyr det å korrigere kateterets posisjon en ny punktering.
  - Risiko for perforering av nyren og nyrebekkenet.

- 9. Bruksanvisning/forholdsregler**
- Dette produktet er bare sterilt hvis emballasjen er uskadet og uåpnet.
  - Kun for engangsbruk! Skal ikke gjenbrukes, resirkuleres eller restileriseres.
  - Gjenbruk, resirkulering eller restilerisering kan svekke den strukturelle integriteten av instrumentet og/eller føre til feil på instrumentet, som igjen kan føre til sykdom, skade eller død hos pasienten.
  - Alle komponenter må kontrolleres nøye for kompatibilitet og integritet før bruk.
  - Ikke bruk produktet etter at utløpsdatoen er passert.
  - Ikke tørk av produktet og dypk komponenter i alkohol / desinfiserende midler.
  - Dette kan skade overflaten.
  - Du må ikke skade kateteret med skarpe kirurgiske instrumenter – dette øker risikoen for brudd.
  - Ledetråden kan bli skadet ved ukontrollert skyving eller dragnog over stive, skarpe kanter og derved fjerne plastbelegget.
  - Den skarpe spissen av kanylen (ett-trinns teknikk) kan ikke brukes til å strekke pigtailen, da dette kan skade eller punktere innsiden av kateteret.
  - Nålen kan bøyes på grunn av overdreven kraft under punkteringen. Nålen kan stabiliseres ved å støtte eller feste den i punkteringsområdet, og dermed forhindre bøyning eller knekking.
  - Kontroller kateteret regelmessig for dreneringseffektivitet og posisjon.
  - Smør kateteret kun med vannlignelige smøremidler. Ikke bruk petroleumsbaserte smøremidler.
  - Katetrene må skiftes ut etter ikke mer enn 30 dager.

- 10. Interaksjon med andre legemidler**  
Katheteret kan potensielt forurenes på grunn av samtidig administrering av medisiner som inneholder fargestoffbasert uniformidlingsmedie, eller som følge av kontakt med urin.
- 11. Transport og lagringsforhold**  
Produktene kan transporteres og lagres kun i emballasjen som er beregnet for dette. Det er ingen ytterligere spesifikke krav til transport.
- Produktene må lagres tørt og beskyttet mot direkte sollys, i temperaturområdet 5–30 °C.

- 12. Kasserung**  
Etter bruk, kan dette produktet utgjøre en biologisk fare. Håndtering og kassering må utføres i samsvar med anerkjente medisinske prosedyrer og fullføres i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og retningslinjer.



**Bruksanvisningar**  
**Renodrain og Magnusson nefrodyomiska direktstöd.**

IFU Nr.14-B Direktpunktion SV 08/12.04.2017

Vänligen observera: Denna medicinska produkt får endast anskaffas och användas av utbildad medicinsk personal.

**1. Beskrivning**  
Renodrain og Magnussons låsblockeringssett med flåtkateter for perkutan nefrostomi.

- 2. Innehåll och förpackning**
- Nefrostomikaterer
  - Schüller styrtråd.
  - Mandrin eller obturator
  - Universaldapter
  - Kateterplugg
  - 2 eller 3 delar punkteringsnål
  - Dubbelpaketering og bruksanvisning

**3. Avsedd användning**  
Perkutan urinavledning från nyren.

**4. Indikationer**  
Tänk på: Innan fastställande av indikationen för pekutan nefrostomi ska det först fastställas huruvida urinobstruktion kan hanteras på ett korrekt med hjälp av en intern urinledarstent.

**Diagnostiska indikationer:**

- Antegrad pyelografi och ureteroskopi
- Inhämtning av material för undersökning (histologi, cytologi, mikrobiologi)
- Urodynamiska mätningar i den övre urinvägen
- Fastställande av njurfunktion

**Terapeutiska indikationer:**

- Dekompresjon vid obstruktiv uropati i den övre urinvägen
- Urinledning vid en ureteral fistel
- Första steg mot antegrad styrning i den övre urinvägen (ureteral spjåning, ureteral embolisering, PNL, laserbehandling, ureterotomi)

- 5. Kontraindikationer**
- Koagulationsstörningar
  - Allvarlig inflammation
  - Dermatologiskt tillstånd runt punkteringsstället
  - Missbildade njurar
  - Allvarlig spinal krökning
- Kontraindikationer till följd av restriktioner för motsvarande grundläggande applikationer.

- 6. Möjliga bivirkningar**  
Blödning, vasculära lesioner, parenkymförst, hematuri, infektion (stigande), smärta vid punkteringsstället, smärta tillsammans med brist på urinproduktion, perinefisk extravasering og bakteriemie.
- 7. Anvisningar**  
Användning av produktan ska generella hygienregler för kateterisering efterlevas.

**Förberedelse, förvaring og patientbedövning:**


- Kontrollerade förhållanden på avdelningen, steriliserade förhållanden med tvätt og sterilt skydd skov vid öppen kirurgi eller PNL
- Patient i bukposition på bordet
- Antegrad PNS, vanligtvis genom lokal infiltrationsbedövning eller, vid en retrograd PNS eller utökning av ingreppet till en perkutan operation, regional anesthesi eller intubationsnarkos, beroende på patientens elasticitet och kirurgens erfarenhet.

**Tekniskt utförande:**

- Anvisningar (förberedelse för enstapstechnik)**
- Tänk på: Den vässade spetsen på kanylen får inte användas för att sträcka ut flåtan eftersom detta kan orsaka skada eller punktering inuti katetern.
1. Sträck ut flåtan med den elastiska delen placerad på katetern.
  2. Ersätt den inre delen av kanylen med mandrinen och för in den i katetern tills den kommer i kontakt med Luer-lock-anslutningen.
  3. Skruva ihop kanylanlutningen noggrant.
  4. Avlägsna den utsträckta delen genom spetsen på katetern
  5. Avlägsna återigen mandrinen och byt ut den mot den inre delen av kanylen.
  6. Kateter är nu redo för användning

**Tekniskt utförande med enstapstekniken:**

- Lokalisering av nyren / njurbekket med hjälp av ultralyd eller röntgen.
- Exakt inledande punktering vid den bakre axillära linjen under bröstkorgen i riktning mot den nedre laterala renalperiferin.
- Efter punktering ska njurbekketets alla detaljer kontrolleras, huruvida njurbekket har punkterats, genom att avlägsna den inre delen eller kanylens indikator (indikator : urinet løper ut).
- Om en annan modell används ska styrtråden föras in i kanylen en gång till och perforera en gång till.
- Efter att njurbekket har punkterats ska kanylen dras ut ur katetern och möjliggör då för katetern att dräneras. Katetern antas sin förbestämde flåttform när kanylen avlägsnas.
- Fäst katetern på huden med sutur.



**Anvisningar (tvåstapstechnik)**

IFU Nr.14-B Direktpunktion NL 08/12.04.2017

**1. Sträck ut flåtan med den elastiska delen placerad på katetern.**

**2. För in obturatorn, avlägsna mandrinen og skruva ihop Luer-lockanslutningen tillsammans**

**3. Avlägsna den utsträckta delen genom spetsen på katetern**

**4. Kateter är nu redo för användning**

**Tekniskt utförande med tvåstapstechniken:**

- Lokalisering av nyren / njurbekket med hjälp av ultralyd eller röntgen.
- Exakt inledande punktering vid den bakre axillära linjen under bröstkorgen i riktning mot den nedre laterala renalperiferin.
- För in styrtråden med den flexibla spetsen först upp till njurbekket.
- Positionering av dränagekatetern med hjälp av en kvarliggande tråd.
- Kontrollera kateterns position genom avbildning med hjälp av kontrastmedel.
- Avlägsna styrtråden og mandrinen så snart rätt position har uppnåtts.
- Den distala änden antar sin förbestämde flåttform. Säkra katetern med hjälp av hudstutur.

**Magnussons låsflåta**  
**Tänk på: Vid punkteringen, vänligen se tvåstapstechniken**

- Etter att katetern har placerats korrekt ska tråden dras tillbaka långsamt samtidig som den rörliga anslutningen till Magnussons låsflåtesystem dras i samme riktning som den fasta anslutningen og dessa två vrids for att låsa fast i varandra. På detta sätt fås flåtan säker i nyren.
- Tänk på: För att kunna fåsta den fria änden av suturen på katetern på ett säkert sätt rekommenderas att vrida den rörliga anslutningen 360°.
- För att loss flåtan ska anslutningen vridas vidare åt höger og den rörliga anslutningen skjutas framåt mot kroppen igen.

- 8. Möjliga komplikationer och/eller risker**
- Punktering av blodkär i njurvågen kan leda till hematuri.
  - Felaktig punktering
  - Inkrustering, blodkoagulering og veck i katetern kan leda till delvis eller fullständig obstruktion av den suprapubiske katetern med risk for infekterad hydronefros og i sällsynta fall urosepsi.
  - Förskjutning av katetern.
  - Urinläckage via nefrostomiekanalen efter avlägsnande av katetern.
  - Med enstapstekniken justeras kateterns position genom att utföra en ny punktering.
  - Risk for perforering av nyren og njurbekketen.


- 9. Bruksanvisning / Försiktighetsåtgärder**
- Den här produktan är endast steril om förpackningen är oskadad og öopndad.
  - Endast för engangsbruk! Får ej återanvändas, återvinnas eller återsteriliseras.
  - Återanvändning, återvinning eller återsterilisering kan försämra den strukturella integriteten hos instrumentet och/eller leda till bristande funktionsförmåga vilket i sin tur kan leda till sjukdom, skada eller dödsfall hos patienten.
  - Alla komponenter måste kontrolleras noggrant avseende förenlighet og integritet innan de används.
  - Använd inte produktan efter att bäst-före datumet har passerat.
  - Torka inte av produktan og uppsättningskomponenterna med alkohol/desinfektionsmedel. Det kan skada ytan.
  - Skada inte katetern med vassa kirurgiska instrument – detta økar risken for brott.
  - Styrtråden kan skadas genom okontrollerad påskjutning eller drag över hård og vassa kanter vilket kan skada ut den skyddande plastlaget.
  - Den vässade spetsen på kanylen (enstapstekniken) får inte användas for att sträcka ut flåtan eftersom detta kan orsaka skada eller punktering inuti katetern.
  - Nålen kan böjas pga överdreven kraft vid punktering. Nålen kan stabiliseras genom att stöjda eller fixera den i punkteringsområdet, vilket i sin tur förhindrar den från att böjas eller skapa veck.
  - Kontrollera katetern regelbundet med hänsyn till dräneringseffektivitet og position.
  - Endast smörjmedel for katetern med vattenlösliga smörjmedel. Använd ej petroleumbaserade smörjmedel.
  - Kateteren måste bytas efter som mest 30 dagar.

- 10. Samverkan med andra läkemedel**  
Katetern kan eventuellt missfärgas på grund av samtidig administration av läkemedel, användning av färgämnesbaserade presentationsmetoder for urin eller till och med till följd av kontakt med urin.

- 11. Transport og lagringsförhållanden**  
Produkterna får endast transporteras og lagras i de for detta avsedda förpackningarna. Det finns inga ytterligare specifika krav for transporten.
- Produkterna måste förvaras tørt og skyddas från direkt solljus inom temperaturlinnetallet 5 – 30 °C.
- 12. Avfallshantering**  
Efter användning kan denna produkt utgåra en biologisk fara. Produktan ska hanteras og bortskaffas i enlighet med vedertagna medicinska metoder og ska slutföras enligt gällande bestämmelser og rikttlinjer.

- 10. Samverkan med andra läkemedel**  
Katetern kan eventuellt missfärgas på grund av samtidig administration av läkemedel, användning av färgämnesbaserade presentationsmetoder for urin eller till och med till följd av kontakt med urin.

- 11. Transport og lagringsförhållanden**  
Produkterna får endast transporteras og lagras i de for detta avsedda förpackningarna. Det finns inga ytterligare specifika krav for transporten.
- Produkterna måste förvaras tørt og skyddas från direkt solljus inom temperaturlinnetallet 5 – 30 °C.
- 12. Avfallshantering**  
Efter användning kan denna produkt utgåra en biologisk fara. Produktan ska hanteras og bortskaffas i enlighet med vedertagna medicinska metoder og ska slutföras enligt gällande bestämmelser og rikttlinjer.



**Инструкции за употреба**  
**Комплект за нефростомия с директно пунктиране Renodrain и Magnusson**

IFU Nr.14-B Direktpunktion BG 08/12.04.2017

Моя, обърнете внимание: Това медицинско изделие може да бъде получено и използвано само от обучен медицински персонал.

**1. Описание**  
Комплект за пунктиране със заключваща система Renodrain и Magnusson с катетър с „pigtail“ за перкутана нефростомия.

- 2. Съдържание и опаковка**
- Катетър за нефростомия
  - Мелен воден Schüller
  - Мандрин или obturator
  - Универсален адаптер