


Der High-Performer unter den  
Steinfangkörbchen:

## StoneWrapper<sup>®</sup>



**Perfekt, um Konkrete unterschiedlichster Größen aus schwer zugänglichen Arealen des Nierenbeckenkelchsystems komfortabel, sicher und schnell zu entfernen.**

- Idealer Hybrid aus Greifer und Steinfangkörbchen
- Elastisches, voll bewegliches dreiarmiges Nitinol-Körbchen
- Einfaches Einführen in den unteren Kelch und schnelles Entfernen aller Konkrete
- In zwei Größen und zwei Öffnungsvarianten erhältlich

# Effektiv: effizient arbeiten, Zeit sparen

Der innovative StoneWrapper löst die großen Herausforderungen bei der flexiblen Ureterorenoskopie: Das schnelle und sichere atraumatische Entfernen von randständigen Steinen aus dem Nierenbeckenkelchsystem.

Die Kombination aus

- einem speziell konstruierten dreiarmligen Hybrid-Kopf (Kombination aus Körbchen und Greifer),
- einer Führungsdrahttechnologie mit hoher Schaftsteifigkeit und hyperflexiblem distalen Ende,
- inklusive eines Tuohy-Borst Adapters für einfaches Einführen in den Arbeitskanal des Endoskops und als Spritzschutz,
- einem auf Haltbarkeit und Funktionalität ausgelegten Draht-Design,
- einem ergonomischen Schiebegriff für ermüdungsfreies Arbeiten und
- idealen Spülstromereigenschaften für beste Sicht

ermöglicht das zuverlässige und schnelle Entfernen kleinster Konkremeante aus allen Lagen.



## Kein Stein ist vor ihm sicher

Hohes technisches Niveau für besten Anwendungskomfort: Der StoneWrapper ist das optimale Instrument für die komplexe Steinbergung aus schwierigsten Lagen.

*Der Tuohy-Borst Adapter erleichtert das Einführen des Körbchens und dient als Spritzschutz.*

Bestellnummer	Größe / FR	Länge / cm	Öffnungsweite / mm
48012553	1.5	120	8
48012554	1.5	120	11
48012555	2.0	120	8
48012556	2.0	120	11

**Wir sind Uro-Spezialisten und Ihr verlässlicher Partner, wenn es um optimalen Anwender- und Patientenkomfort geht. Fragen Sie uns, und wir bieten Ihnen das für Ihren Bedarf beste Produkt an.**

Hersteller: EPflex Feinwerktechnik GmbH  
D-72581 Dettingen an der Erms

Vertrieb:

**UROTECH GmbH**  
Medi-Globe-Straße 1-5  
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Telefon: +49 (0) 8032 - 973-200  
Fax: +49 (0) 8032 - 973-211  
E-Mail: info@urotech.com  
www.urotech.com