



Knickstabil in allen Lagen

LINZER KATHETER-SET

- Schienung der Urethra nach operativen Eingriffen bei Hypospadie und Epispadie
- Sicherstellung von postoperativer Blasendrainage
- Stabilisiert die Urethra, ohne Naht
- Führungsdraht PTFE-beschichtet

geschlossene Spitze						
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer mit Führungsdraht	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze flexibel	Draht-Härtegrad
8	22	EG-350822	40	0.038"	gerade	standard