


neorig[®] uretero

Spülsystem mit Handpumpe




neorig[®] uretero Spülsystem in der
Ureteroskopie und Laserlithotripsie

*Ihr Partner in der
Endourologie*



neorig® uretero Spülsystem

Für die Verwendung mit **Einweg- und Mehrweg-Endoskopen**



3-Wege Multifunktionsadapter

- hochwertiger Tuohy Borst Adapter
- Absperrhahn
- zusätzlicher Anschluss zur Injektion/Aspiration

Handpumpe

- zur kurzfristigen Erhöhung des Spülstroms
- einfache Einhandbedienung
- mit Rückschlagventil

Produktspezifikationen

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bezeichnung	Bestellnummer	Material-eigenschaften	Schlauchlänge	Durchflussrate bei Höhe 120 / 180 cm
NEORIG®URETERO Spülsystem mit Handpumpe für Ureteroskopie und Laserlithotripsie	222661	latex-frei phthalat-frei	465 cm	200 / 290 ml/min

Bestell-Informationen

Bestellung per E-Mail	Bestellung per Telefon	Bestellung per Fax
 kundenservice@urotech.com	 +49 8032 973-210	 +49 8032 973-211

Hersteller
Yangzhou Fartley Medical
Instrument Technology Co.,
Ltd Beizhou Road, Lidian
Town, Guangling District,
Yangzhou, P.R.C., 225106
Email: sales@fartley.com
www.fartley.com

Ihr Partner für die Endourologie:

Vertrieb durch
UROTECH GmbH
Medi-Globe-Strasse 1-5
D-83101 Rohrdorf/Achenmühle
Phone: +49 (0) 8032 973-210
Fax: +49 (0) 8032 973-211
Email: info@urotech.com
www.urovision-urotech.com

Besuchen Sie
unsere Website

