


## STEINFANGKÖRBCHEN MIT GRIFF NACH „LAHME“



## DAS KLEINSTE STEINFANGKÖRBCHEN DER WELT



### Steinfangkörbchen „TIPLESS“ 1.2 FR

Das kleinste Körbchen der Welt, mit **1.2 FR**, ermöglicht eine effektivere Spülung des Arbeitskanals, was zu einer besseren Sicht führt und damit eine sichere und schnellere Platzierung des Körbchens unterstützt. Die kleine Körbchengröße ermög-

licht ein leichteres Erreichen der Steine im gesamten Nierenbeckenkelchsystems. Das **1.2 FR** Körbchen hat im geöffneten Zustand einen Durchmesser von 8 mm. Dieser Umfang unterstützt ein sicheres Einfangen des Nierensteines.

Darstellung in Originalgröße **1.2 FR**



Die Zunahme des zur Verfügung stehenden Spülvolumens beträgt:

VON 2.0 FR ZU **1.2 FR** = 22 % mehr

VON 1.8 FR ZU **1.2 FR** = 16 % mehr


VON 1.6 FR ZU **1.2 FR** = 13 % mehr

VON 1.3 FR ZU **1.2 FR** = 2 % mehr


## NEUER INNOVATIVER GRIFF NACH „LAHME“

UROTECH hat gemeinsam mit Prof. Dr. med. Sven Lahme (Chefarzt Siloah St. Trudpert Klinikum Pforzheim) einen innovativen Griff für alle Steinfangkörbchen entwickelt. Dieser Griff zeichnet sich durch einzigartige Design- und Technischelemente aus.

- ◆ De- und rekonnektierbarer Griff: Endoskop kann bei liegendem Körbchen entfernt und der Griff anschließend wieder konnektiert werden
- ◆ Automatische Fixierung des Steines im Körbchen durch Federmechanismus
- ◆ Rotationsstabilität des Körbchens
- ◆ Ergonomisches Griffdesign und rutschfeste Oberfläche
- ◆ Körbchen öffnet und schließt sich im Sichtfeld: kein Nachkorrigieren des Endoskopes notwendig




## STEINFANGKÖRBCHEN „TIPLESS“



### Für die flexible Uretero-Renoskopie


- 🔥 Filigranes 3-, 4- oder 6-Draht-Körbchen ohne Spitze
- 🔥 De- und rekonnetierbarer Griff
- 🔥 Sanfte, atraumatische Extraktion von Steinen
- 🔥 Aufgreifen kleinster Steinkonkremente auch am Geweberand
- 🔥 Tuohy Borst Adapter zum Schutz der Körbchenspitze



#### Bestellnummern Steinfangkörbchen „TIPLESS“ + Tuohy Borst Adapter

Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Körbchenform	Bestellnummer
1.2	3	120	12	8	gerade	STN-T123-120
1.8	4	120	15	11	gerade	STN-T184-120
1.8	4	120	15	11	helikal	STN-HT184-120
1.8	6	120	13	9	gerade	STN-T186-120
2.2	4	120	18	11	gerade	STN-T224-120

## STEINFANGKÖRBCHEN „HELIKAL“




### Für die Uretero-Renoskopie

- 🔹 Helikales, drehbares 4-Draht-Körbchen zum einfachen Fangen des Steins
- 🔹 Superelastisch durch Nitinol-Material
- 🔹 Optimale Schließkraft
- 🔹 Spitzenlänge: 3 mm

#### Bestellnummern Steinfangkörbchen „HELIKAL“

Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Bestellnummer
2.5	4	90	30	12	STN-L254-090
2.5	4	120	30	12	STN-L254-120
3.0	4	90	31	12	STN-L304-090
3.0	4	120	31	12	STN-L304-120
4.0	4	90	37	15	STN-L404-090

## STEINFANGKÖRBCHEN „GERADE“




### Für die Uretero-Renoskopie

- 🔹 Gerades 4-Draht-Körbchen zum einfachen Fangen des Steines
- 🔹 Superelastisch durch Nitinol-Material
- 🔹 Optimale Schließkraft
- 🔹 Spitzenlänge: 3 mm

#### Bestellnummern Steinfangkörbchen „GERADE“

Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Bestellnummer
2.5	4	120	30	12	STN-G254-120
3.0	4	120	31	12	STN-G304-120

## STEINFANGKÖRBCHEN „FILIFORM“



### Für die Uretero-Renoskopie

- 🔹 Drehbares 4-Draht-Körbchen zum einfachen Fangen des Steines
- 🔹 Superelastisch durch Nitinol-Material
- 🔹 Optimale Schließkraft
- 🔹 Spitzenlänge: 40 mm

#### Bestellnummern Steinfangkörbchen „FILIFORM“

Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Bestellnummer
3.0	4	90	30	12	STN-F304-090

Die Firma UROTECH ist seit Jahren ein verlässlicher Industriepartner in der Urologie und Endourologie. An unserem Standort in Achenmühle entwickeln und produzieren wir Spezialprodukte für die Klinik und Praxis. Qualität und Flexibilität – Made in Germany – sind dabei für uns entscheidende Attribute für unser dynamisches Unternehmen. Unsere eigenen Medizinprodukteberater in Deutschland, sowie unser kompetenter Kundenservice stehen für ein Höchstmaß an Service und Verlässlichkeit, um unseren Kunden und ihren Patienten beste therapeutische Voraussetzungen zu bieten.

Neben der Urologie engagieren wir uns seit einigen Jahren auch vermehrt im Bereich der Urogynäkologie und Inkontinenzchirurgie. Die innovativen Implantate unseres Kooperationspartners Promedon haben schon vielen Patienten geholfen ihre Lebensqualität zurückzugewinnen. Gemeinsam mit Promedon bieten wir als Systemanbieter ein komplettes Produktprogramm für die Urologie und die Urogynäkologie an.

[www.urotech.com](http://www.urotech.com)

**UROTECH GmbH**  
Medi-Globe-Strasse 1-5  
D-83101 Achenmühle, Germany

☎ +49 (0) 80 32 / 973 - 210  
📠 +49 (0) 80 32 / 973 - 211

E-Mail: [info@urotech.com](mailto:info@urotech.com)  
Internet: [www.urotech.com](http://www.urotech.com)