


Wenn Sie alles ganz sicher im Griff haben möchten, überzeugen Sie sich hiervon:

## **UROBITE**

### **Single-Use Faszange**



**Spezielles  
Design für  
zuverlässigen Griff**



**Unsere UROBITE-Faszange ist ein Einweg-Instrument in Mehrwegqualität, das für einen präzisen Griff Alligatormaul und Rat Tooth-Design kombiniert. UROBITE zeichnet sich durch Anwenderkomfort, Funktionalität und Effizienz aus. Stents und Fremdkörper lassen sich sicher entfernen.**

- Praktisches Einweg-Instrument, das Kosten für Aufbereitung, Sterilisation und Validierung spart
- Ergonomischer Griff für Komfort und Kontrolle während des Eingriffs
- Extrem guter Grip durch doppelte Fünferzahnreihe und Rat Tooth-Design
- Hochflexibler Endoskop-schützender Schlauch
- Kompatibel mit allen gängigen flexiblen und starren Zystoskopen
- Minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen

Endourologische Produkte  
vom Spezialisten

## Keine Kompromisse bei der Stent-Entfernung

Die UROBITE Single-Use Fasszange erweitert unser Sortiment an hochwertigen Medizinprodukten für die Endourologie. Wir legen Wert auf Gebrauchstauglichkeit. Das bedeutet: Bei der Entfernung von Harnleiterschienen oder Fremdkörpern arbeitet der Operateur stets mit einem neuen, garantiert immer sterilen Instrument, dessen Leistungsmerkmale den Eingriff optimal unterstützen. Entscheiden Sie sich für unsere kostengünstige UROBITE Single-Use Fasszange und sparen Sie sich Zeitaufwand, Kosten und Risiken der Wiederaufbereitung ohne Sorge über nachlassende Qualität durch langfristige Materialbeanspruchung.

## Unser Maßstab für komfortables und ökonomisches Arbeiten:

Single-Use Fasszange in Mehrweg-Qualität

Hochflexible Zange in zwei Längen für die Verwendung in starren und flexiblen Zystoskopen

Verwendbar mit allen starren und flexiblen Zystoskopen mit einem Arbeitskanal von mind. 6 FR

Edelstahl-Fasszange mit greifstarken Fünferzahnreihen und Rat Tooth

Komfort und Kontrolle durch ergonomischen, einfach zu bedienenden Griff

Zeit- und Effizienzvorteil durch Wegfall des Wiederaufbereitungsprozesses



### UROBITE Bestellinformationen:

Bestellnummer	Durchmesser mm / FR	Länge	Form	VE
GSF-18-600	1.8 / 5,4	60 cm	Alligatormaul mit Rat Tooth	10
GSF-18-1200	1.8 / 5,4	120 cm	Alligatormaul mit Rat Tooth	10

**Wir sind Uro-Spezialisten und Ihr verlässlicher Partner, wenn es um optimalen Anwender- und Patientenkomfort geht. Fragen Sie uns, und wir bieten Ihnen das für Ihren Bedarf beste Produkt an.**

Vertrieb:

#### UROTECH GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5  
D-83101 Rohrdorf/Achenmühle  
Telefon: +49 (0) 8032 973-210  
Fax: +49 (0) 8032 973-211  
E-Mail: [info@urotech.com](mailto:info@urotech.com)  
[www.urotech.com](http://www.urotech.com)

Hersteller: Anrei Medical (HZ) Co., Ltd.