

# MAGNETIC BLACK-STAR® – DER SCHNELLSTE WEG ZUR STENTENTFERNUNG




“Schnell, effektiv, schmerzlos, kosteneffizient –  
Magnetic Black-Star®”



## Einlage des Magnetic Black-Star® in der Klinik

Überweisung  
niedergelassener Urologe

Termin  
Klinik-Ambulanz



Sofortige (ambulante) Entfernung

## Stententfernung – Einfach und Schnell\*

\*mit dem Rückholkatheter

Vorbereitung:  
Rückholkatheter,  
Instillagel, Handschuhe



1.

2.



Instillagel einspritzen

Instillagel kurz  
einwirken lassen



3.

4.



Einführung Rückhol-  
katheter + Entfernung des  
Magnetic Black-Star



Fertig



SCHNELL

Entfernung < 30 Sekunden<sup>1</sup>



SCHMERZLOS

Entfernung ohne Zystoskopie  
und ohne Schmerzmittel/  
Sedativa<sup>2</sup>



EFFEKTIV

Reduziert Ressourcen-  
einsatz der Klinik



KOSTENEFFIZIENT

Kostensparnis ca. 100€  
pro Patient/Stent-  
entfernung<sup>3</sup>

OHNE NARKOSE. OHNE NACHSORGE. OHNE RESSOURCENBINDUNG

<sup>1</sup> Rassweiler MC, Michel MS, Ritter M. Magnetic Blackstar® Ureter Stent – Feasibility Study. Taipei, WCE 2014 <sup>2</sup> Rassweiler MC, Stephan-Michel M, Ritter M, Honeck P, J Endourol. 2017 May 6, doi: 10. 1089/end.2017.0051. <sup>3</sup> Kostenanalyse der Klinik für Urologie, Universitätsmedizin Mannheim. Kostensparnis bei Einsatz von MBS Harnleiterschienen.