

UROBITE Einwegzangen



- Hochwertig
- Wirtschaftlich
- Effizient



UROBITE Einwegzangen – überzeugende Qualität

UROBITE Einwegzangen wurden im Hinblick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt:
Qualitativ **hochwertig**, **flexibel**, mit **ergonomischem** und **leichtgängigen Griff**,
sowie **immer einsatzfähig**.

Ergonomischer Griff

sehr leichtgängig – für Komfort
und Kontrolle während des Eingriffs

Hochflexibler Schlauch

ummantelt – zur Anwendung in
rigiden und flexiblen Zystoskopen
bei gleichzeitigem Schutz des
Arbeitskanals*



Alligatormaul, Fasszange

Optimales Zangenprofil mit Zähnen
und Alligatormaul zum zuverlässigen
Greifen aller Arten von Fremdkörpern



Biopsiezange

Sehr scharfes Zangenprofil garantiert
einen einwandfreien Schnitt des
Biopsats ohne Quetschungen

* Nicht gültig für die Neobite Uro, Biopsiezangen für den OHT.

UROBITE Einwegzangen – überzeugende Wirtschaftlichkeit

Die **Aufbereitung** von Mehrweg-Instrumenten ist ein **sehr umfangreicher Prozess**, der mit nicht unerheblichen **Kosten**, sowie **einem Rest-Risiko** von Kontaminationen einher geht. Mit den hochwertigen UROBITE Einwegzangen brauchen Sie sich darüber keine Gedanken zu machen.

Prozess **Mehrweg-Zange**



Prozess **Einmal-Zange**



- Zeit- und Effizienzvorteil durch **Eliminierung des Wiederaufbereitungsprozesses**
- Beständig **hohe Qualität**
- Immer ein **neues Instrument** und damit konstante, **sterile Verfügbarkeit**
- **Kostenreduktion um bis zu 50 %**
- Schonung der Arbeitskanäle durch gummierte Oberfläche im Schaftbereich bei den Urobite-Zangen

UROBITE Einwegzangen – überzeugende Vielfalt



- Zwei Reihen mit fünf Zähnen und Rattenzahn für zuverlässiges Greifen
- Für die sichere **Entfernung von Stents und Fremdkörpern**
- Gummierter Schaft



- Ausgezeichnete Gewebeschneidefähigkeit
- Für die **Biopsie der unteren Harnwege**
- Gummierter Schaft



- Ausgezeichnete Gewebeschneidefähigkeit
- Für die **Biopsie der oberen Harnwege**



| Katalog-Nr. | Durchmesser (mm/CH) | Länge (cm) | Form | Öffnung des Mauls | VE |
|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|-------------------|----|
| GSF-18-600 | 1,8/5,4 | 60 | Alligatormaul mit Rat Tooth | Auf Druck | 10 |
| GSF-18-1200 | 1,8/5,4 | 120 | Alligatormaul mit Rat Tooth | Auf Druck | 10 |

| Katalog-Nr. | Durchmesser (mm/CH) | Länge (cm) | Form | Öffnung des Mauls | VE |
|----------------|---------------------|------------|--|-------------------|----|
| GSF-CYS-18-600 | 1,8/5,4 | 60 | Klemmbacken, sehr scharf zur Gewebenaufnahme | Auf Druck | 10 |

| Katalog-Nr. | Durchmesser (mm/CH) | Länge (cm) | Form | Öffnung des Mauls | VE |
|--------------------|---------------------|------------|--|-------------------|----|
| Neobite Uro 222374 | 1,0/3,0 | 120 | Klemmbacken, sehr scharf zur Gewebenaufnahme | Auf Zug | 2 |



UROTECH®
A MEDI-GLOBE COMPANY



LL-0413 Vers. 1.0 (02/2021)

Urotech GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 (0) 8032 973-210
Fax: +49 (0) 8032 973-211
Email: info@urotech.com
www.urovision-urotech.com

