

Die phosphorylcholin (PC) behandelte Ureterschiene

# YELLOW-STAR

für den Langzeiteinsatz



## IHRE VORTEILE MIT DEM YELLOW-STAR:

- ✓ reduzierte **Biofilmbildung**
- ✓ geringere **Harnwegsinfektionen** und **Inkrustationen**
- ✓ **12 Monate** Verweildauer
- ✓ hoher **Patientenkomfort** durch **HybridPRO<sup>®</sup> Technology** Material
- ✓ **kosteneffizient**

*Ihr Partner in  
der Endourologie*

# YELLOW-STAR

## Die Langzeit-Ureterschienne

Trotz der Tatsache, dass Harnleiterschienen häufig bei Patienten mit Harnleiterobstruktionen eingesetzt werden, ist die Behandlung während der Verweildauer oft mit Reizsymptomen und Flankenschmerzen verbunden.

Ureterschienen weisen tendenziell eine hohe Verklebung auf. Bedingt durch diese Affinität zu Proteinen und Bakterien, besteht die Gefahr zu Biofilmbildung, Verkrustung o.ä. und dadurch ein erhöhtes Risiko von Infektionen schon nach kurzer Zeit.

Unser oberstes Ziel ist es, sowohl den Anwender, als auch den Patienten bestmöglich zu versorgen. Unsere Yellow-Star Produktpalette wird mit Phosphorylcholin behandelt (PC), um diese Herausforderungen zu verbessern.



## Phosphorylcholin (PC) - Behandlung

- biokompatibler Schutz des Implantats
- neutraler pH-Wert auf der Oberfläche
- Wasserfilm verringert Biofilmbildung

PC ist eine körpereigene Substanz, die z. B. in der äußeren Zellmembran der Erythrozyten (roten Blutkörperchen) vorkommt, und diese hydrophil gegenüber ihrer Umgebung macht.

## DIE VORTEILE VON YELLOW-STAR:

- ✓ reduzierte Biofilmbildung
- ✓ geringere Harnwegsinfektionen und Inkrustationen
- ✓ 12 Monate Verweildauer
- ✓ hoher Patientenkomfort durch HybridPRO (r) Technology Material
- ✓ kosteneffizient



# YELLOW-STAR


## Einzigartig und doch so vielfältig



Abgesehen von der Behandlung der Ureterschiene mit Phosphorylcholin ist der Yellow-Star aus einem speziellen Material hergestellt. Dieses Material mit der sogenannten HybridPRO® Technologie sorgt dafür, dass schon nach 60 Minuten Liegedauer bei Körpertemperatur das Material um 50% weicher ist.<sup>1</sup>

### Möchten Sie mehr über die HybridPRO® Technologie wissen?

Dann wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service der UROTECH GmbH und fordern den HybridPRO® Flyer an.



### YELLOW-STAR PRODUKTVARIANTEN:

- ✓ verfügbar mit **5 verschiedenen Durchmessern** und **15 Längen**
- ✓ verschiedenen **Längenkonfigurationen**
- ✓ "**steuerbare**" Varianten zur besseren Platzierung
- ✓ Produkte für **Pädiatrie** verfügbar
- ✓ optional mit **Faden** am **vesikalen Ende** verfügbar





**UROTECH GmbH**

Medi-Globe-Str. 1-5  
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Telefon: +49 (0) 8032 - 973-210  
Fax: +49 (0) 8032 - 973-211  
E-Mail: [info@urotech.com](mailto:info@urotech.com)  
[www.urovision-urotech.de](http://www.urovision-urotech.de)

1. Test report (7 FR White-Star). Medi-Globe Technologies GmbH. 2022. Data on file (PRB-1736)

UROTECH GmbH ist ein Unternehmen der Medi-Globe-Group. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Produktgebrauchsanweisung.  
©2023 UROTECH. FL-0001.DE.v2-0823