

Das Digital-Einmal- Zysto-/Nephroskop

Einsetzbar für
Blase oder Niere


- ✓ sofort verfügbar
- ✓ immer steril
- ✓ mobil einsetzbar



*Ihr Partner in der
Endourologie*

Die Vorteile des Einmal-Zysto-/Nephroskops

- ✓ **integrierte Absaugfunktion**
- ✓ **bessere Kontrolle** durch den Operateur
- ✓ **Steuerung des Spülflusses**
- ✓ **Arbeitskanal** mit geradem Zugang
- ✓ **verbesserte Einführbarkeit** großlumiger Instrumente
- ✓ **integrierter Tuohy Borst Adapter**
- ✓ **zusätzlicher Spülwasseranschluss**



Artikel-Nummer	Spezifikationen					
	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Arbeitslänge	Abwinkelung der Spitze	Außendurchmesser des Schafts	Außendurchmesser an distaler Spitze
PC200-AS	15 CH/Fr	7,2 CH/Fr	380 mm	standard, 210° in beide Richtungen	15 CH/Fr	16,8 CH/Fr
PC200-AR				reverse, 210° in beide Richtungen		

Optisches System: Auflösung 720 x 720 Pixel, Sichtfeld 90°, Tiefenschärfe 5-80 mm.

Zusätzliche Features: Programmierbare Tasten, Lieferung inkl. Spülschlauch



Monitor

Artikel-Nummer	Spezifikationen				
	Auflösung	Video-Schnittstellen	Darstellungsart	Maße	Gewicht
PV300	1920x1080	DVI, SDI	10,1" Farb-LCD mit Touchdisplay	255 x 180 x 60,5 mm	1,3 kg

Hersteller
 Zhuhai Pusen Medical Technology Co. Ltd.
 5F, Building 1, No. 33, Keji San Road,
 High-Tech Zone, Tangjiawan Town,
 519085 Zhuhai, Guangdong, PRC
 Telefon: +86 400-688-2023
 E-Mail: pusen@pusenmedical.com
www.pusenmedical.com

Exklusiver Distributor
 Urotech GmbH
 Medi-Globe-Str. 1-5
 DE-83101 Rohrdorf OT
 Achenmühle
 Telefon: +49 8032 973-210
 E-Mail: info@urotech.com
www.urovision-urotech.de