



Premium PRO-Lösung Ureterorenoskop

Bestell-Nummer	Spezifikationen				
	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PU400A-Standard	9,2 CH/FR	5,1 CH/FR	650 mm	standard, 270° in beide Richtungen	120°
PU400A				reverse, 270° in beide Richtungen	



Premium-Lösung Ureterorenoskop

Bestell-Nummer	Spezifikationen				
	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PU3033AH-Standard	7,5 CH/FR	3,6 CH/FR	650 mm	standard, 270° in beide Richtungen	120°
PU3033AH				reverse, 270° in beide Richtungen	



Monitor für alle PUSEN Instrumente

Bestell-Nummer	Spezifikationen				
	Auflösung	Video-Schnittstellen	Darstellungsart	Maße	Gewicht
PV300	1920x1080	DVI, SDI	10,1" Farb-LCD mit Touchdisplay	255 x 180 x 60,5 mm	1,3 kg



Basic-Lösung Ureterorenoskop

Bestell-Nummer	Spezifikationen				
	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PU3022A-Standard	9,2 CH/FR	3,6 CH/FR	650 mm	standard, 270° in beide Richtungen	120°
PU3022A				reverse, 270° in beide Richtungen	
PU3033A-Standard	7,5 CH/FR	3,6 CH/FR	650 mm	standard, 270° in beide Richtungen	120°
PU3033A				reverse, 270° in beide Richtungen	



Vario-Lösung Zysto-/Nephroskop

Bestell-Nummer	Spezifikationen					
	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Außendurchmesser an distaler Spitze	Sichtfeld
PC200-AS	15 CH/FR	7,2 CH/FR	380 mm	standard, 210° in beide Richtungen	15,8 CH/FR	90°
PC200-AR				reverse, 210° in beide Richtungen		



Adapterbox für alle PUSEN Instrumente

Bestell-Nummer	Spezifikationen			
	Auflösung	Video-Schnittstellen	Maße	Einstellungen
PV220	1920x1080	DVI, VGA, SDI, Video	311 x 188 x 65 mm	Fotografieren, Videoaufzeichnung, Standbild, Bildvergrößerung

Hersteller
Zhuhai Pusen Medical Technology Co. Ltd.
5F, Tower 3, No. 33 Ke Ji San Road, High-Tech Zone
Zhuhai City, Guangdong Province, PRC

Exklusiver Distributor
Urotech GmbH
Medi-Globe-Str. 1-5
63101 Rohrdorf OT Achenmühle
www.urotech.de

Telefon: +49 8032 973-210
E-Mail: info@urotech.com

Urotech GmbH ist ein Unternehmen der Medi-Globe-Group. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Herstellers. ©2025 Urotech, FL-0031.DE.v2-0525_UT_PUSEN-Family

Vielfalt trifft Innovation

Digital-Einmal Ureterorenoskope
und Zystoskope



- ✓ leistungsstark
- ✓ komfortabel
- ✓ präzise

Ihr Partner in der
Endourologie

Die Premium PRO-Lösung

- ✓ **Erweiterte Spülleistung**
5,1 CH/FR Arbeitskanal für effektive Spülung – auch bei belegtem Arbeitskanal
- ✓ **Klares Sichtfeld**
Integrierte Absaugung (DISS) unterstützt die Entfernung von Koagula und kleinen Steinfragmenten per Knopfdruck
- ✓ **Effiziente Anwendung**
Bessere Kontrolle und hohe Spülleistung



Absaugfunktion



hohe Ausleuchtung



gerader Arbeitskanal



hohe Flowrate

Premium PRO-Lösung ▶ Ureterorenoskop

Das **Premium PRO Ureterorenoskop** mit 9,2 CH/FR und geradem 5,1 CH/FR Arbeitskanal

- ✔ leistungsstark
- ✔ flexibel
- ✔ innovativ




Warum die **Premium PRO-Lösung** von Urotech?

- ✔ sehr großer Arbeitskanal
- ✔ integrierte Absaugfunktion (DISS)
- ✔ integrierter Spülwasseranschluss
- ✔ Dual-LED für verbesserte Ausleuchtung
- ✔ ergonomischer Griff
- ✔ gerader Arbeitskanal
- ✔ 1:1 Torque
- ✔ programmierbare Tasten

Premium-Lösung ▶ Ureterorenoskop

Das **Digital-Einmal-Ureterorenoskop** mit 7,5 CH/FR und integrierter Spül- und Absaugfunktion und geradem Arbeitskanal

- ✔ komfortabel
- ✔ präzise
- ✔ leistungsstark




Warum die **Premium-Lösung** von Urotech?

- ✔ integrierte Absaugfunktion (DISS)
- ✔ integrierter Spülwasseranschluss
- ✔ Dual-LED für verbesserte Ausleuchtung
- ✔ ergonomischer Griff
- ✔ gerader Arbeitskanal
- ✔ 1:1 Torque
- ✔ programmierbare Tasten

Basic-Lösung ▶ Ureterorenoskop

Das **Digital-Einmal-Ureterorenoskop** mit 7,5 oder 9,2 CH/FR Außendurchmesser

- ✔ effizient
- ✔ zuverlässig
- ✔ überzeugend



Warum die **Basic-Lösung** von Urotech?

- ✔ gute Bildqualität mit Weißabgleich, Standbild und Zoomfunktion
- ✔ 1:1 Torque
- ✔ programmierbare Tasten
- ✔ flexible und einfache Handhabung

Vario-Lösung ▶ Zysto-/Nephroskop

Das **Digital-Einmal-Zysto-/Nephroskop** mit 15 CH/FR und integrierter Spül- und Absaugfunktion und geradem Arbeitskanal

- ✔ multifunktional
- ✔ umfassend
- ✔ vielseitig



Warum die **Vario-Lösung** von Urotech?

- ✔ integrierte Absaugfunktion (DISS)
- ✔ integrierter Spülwasseranschluss
- ✔ Dual-LED für verbesserte Ausleuchtung
- ✔ HD-Bildqualität
- ✔ ergonomischer Griff
- ✔ gerader Arbeitskanal
- ✔ programmierbare Tasten

Eine Plattform für alle Instrumente von **PUSEN**



www.urotech.de