

UROCKIT® Steering Device

Sterile Einmal-Steuereinheit zur kontrollierten Platzierung von Ureterschienen

- ✓ Kompatibel mit Urotech Ureterschienen
- ✓ Für Führungsdrähte bis max. 0,035"
- ✓ Röntgensichtbarer Marker
- ✓ 42 cm Arbeitslänge
- ✓ Sterile Einmalanwendung

1 Vorschub

2 Rotation

3 Freisetzen

Ihr Partner in der
Endourologie

UROCKIT® Steering Device

Das UROCKIT® Steering Device unterstützt das kontrollierte Vorschieben, Positionieren und finale Freisetzen kompatibler Ureterschienen während der Implantation.

- ✓ **Kontrollierte Platzierung von Ureterschienen**
- ✓ **Unterstützung einer präzisen Positionierung im Nierenbecken und in der Harnblase**
- ✓ **Stabilisierung der Ureterschiene während der Entfernung des Führungsdrahts**
- ✓ **Unterstützung der Lagekontrolle mittels Bildgebung**
- ✓ **Möglichkeit zur Korrektur der Ureterschienenposition während der Implantation**
- ✓ **Durch die korrekte Ureterschienenlage wird die zuverlässige Harnableitung unterstützt**

Technische Daten

MERKMAL	SPEZIFIKATION
Produkttyp	Sterile Einmal- Steuereinheit
Arbeitslänge	42 cm
Führungsdraht	max. 0,035"
Röntgensichtbarkeit	M-Varianten mit Marker
Haltbarkeit	3 Jahre
Verpackungseinheit	10 Stück
eIFU	verfügbar
MDR-Klasse	Is

Kompatibilität mit Urotech Produkten:

SD-0750-M: Mit 6, 7 und 8 CH/FR Ureterschienen
SD-0550-M: Mit 5 CH/FR Ureterschienen



UROCKIT® Steering Device

Für eine kontrollierte Verbindung zwischen Ureterschiene und Steuerung.
Passend für alle Urotech Ureterschienen von 5 - 8 CH/FR.

Dual-Tube-System

Unterstützt Vorschub, Rotation und Freisetzen.

Einhandbedienung

Für das einfache Freisetzen der Ureterschiene.

Definierte Verbindung

Temporäre Verbindung während der Platzierung.

Griffdesign

Für eine ergonomische Handhabung.

Röntgensichtbarer Marker

Unterstützt die Visualisierung unter Bildgebung.

Kompatible Urotech Ureterschienen

○ WHITE-STAR®

● YELLOW-STAR®

● GREEN-STAR®

● TUMORSTENT®



Bestellinformationen

UROCKIT® Steering Device

Bestellnummer	Kompatibilität	Arbeitslänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)
SD-0750-M	6, 7 und 8 CH/FR Ureterschienen	42	0,035
SD-0550-M	5 CH/FR Ureterschienen	42	0,035




UROCKIT® kompatible Ureterschienen

Die dargestellten Fokus-Produkte stellen eine Auswahl kompatibler Ureterschienen dar, welche mit dem Artikel SD-0750-M kompatibel sind. Weitere Kombinationen aus UROCKIT® Steering Device und kompatiblen Ureterschienen sind auf Anfrage verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Außendienst.

WHITE-STAR®	YELLOW-STAR®	GREEN-STAR®	TUMORSTENT®
Varianten ohne Draht	Varianten ohne Draht	Varianten ohne Draht	Varianten ohne Draht
EN-410624-F	EP-410624	EG-410624	TU-410624
EN-410626-F	EP-410626	EG-410626	TU-410626
EN-410628-F	EP-410628	EG-410628	TU-410628
EN-410630-F	EP-410630	EG-410630	TU-410724
EN-410724-F	EP-410724	EG-410724	TU-410726
EN-410726-F	EP-410726	EG-410726	TU-410728
EN-410728-F	EP-410728	EG-410728	TU-410730
EN-410730-F	EP-410730	EG-410730	TU-410824
EN-410824-F	EP-410824	EN-410826	TU-410826
EN-410826-F	EP-410826	EN-410828	TU-410828
EN-410828-F	EP-410828		TU-410830
EN-410830-F	EP-410830		
Varianten mit Draht	Varianten mit Draht		
EN-360624-F	EP-360624		
EN-360626-F	EP-360626		
EN-360628-F	EP-360628		
EN-360630-F	EP-360630		
EN-360724-F	EP-360724		
EN-360726-F	EP-360726		
EN-360728-F	EP-360728		
EN-360730-F	EP-360730		
EN-360824-F	EP-360824		
EN-360826-F	EP-360826		
EN-360828-F	EP-360828		
EN-360830-F	EP-360830		

Legende
 Artikelnummernkennzeichnung



Urotech GmbH
 Medi-Globe-Str. 1-5
 83101 Rohrdorf, Deutschland
 Tel: +49 (0) 8032 - 973-210
 Fax: +49 (0) 8032 - 973-211
 E-Mail: kundenservice@urotech.com
 www.urotech.de



Gebrauchsanweisung